

ワークフロー効率を向上して 予算を有効活用

Agilent ValueLab SPE 製品

汎用性に優れた固定相

代表的かつ一般的な 8 種類の SPE 固定相から、日々のアプリケーションのニーズに合った製品をお選びいただけます。

お求めやすい価格

Agilent ValueLab 製品は、品質を犠牲にすることなく、コストを抑え、より多くの成果をあげることができます。

ValueLab の互換性

Agilent ValueLab SPE 製品と ValueLab コレクションプレートには互換性があり、サンプル前処理プロセスを効率化できます。エラーを最小限に抑えて、効率を高め、分析結果の一貫性を確保するこの統合システムは、正確で手間のかからないサンプル前処理用製品の信頼性の高い選択肢です。

手頃な価格で品質重視のサンプル前処理用製品

Agilent ValueLab 固相抽出 (SPE) 製品は、お客様の予算を考慮して設計されています。優れた製品を追求した結果、梱包を簡素化し、品質を犠牲にすることなく、サンプル前処理のコスト効率を高めました。8 種類の多様な固定相から日々のアプリケーションのニーズに合った製品を選択でき、まとめてご購入いただくことで、さらにコストを削減できます。

最適な種類の SPE を選択

マトリックス	ターゲット化合物	抽出メカニズム	SPE 相
- 水溶性サンプル - 生体サンプル	中極性から 非極性化合物	非極性	C18
- 非極性有機物 - 油脂	極性物質の精製	極性	Si
- 水溶性サンプル - 生体サンプル - 緩衝化有機物	弱アルカリ性化合物	強カチオン交換	SCX
- 水溶性サンプル - 生体サンプル	弱酸性化合物	強アニオン交換	SAX
- 血漿 - 尿 - 水溶性サンプル - 生体サンプル	アルカリ性薬剤	ミックスモード：非極性 カチオン交換	Plexa PCX
- 血漿 - 尿 - 水溶性サンプル - 生体サンプル	非極性化合物水溶液	非極性	Plexa
- 非極性有機物	有機抽出物、非極性環境抽出物	極性	Florisil
- 尿 - 血漿 - 唾液 - 血液 - 生体サンプル	酸性、アルカリ性、および中性薬剤	非極性 強カチオン交換	Certify

製品情報

ValueLab SPE カートリッジ

SPE 相	説明	数量	部品番号
C18	ValueLab C18, 100 mg, 3 mL	500 個	5610-2161
	ValueLab C18, 100 mg, 3 mL	100 個	5610-2162
	ValueLab C18, 200 mg, 3 mL	500 個	5610-2163
	ValueLab C18, 200 mg, 3 mL	100 個	5610-2164
	ValueLab C18, 1 g, 6 mL	500 個	5610-2167
	ValueLab C18, 1 g, 6 mL	100 個	5610-2168
C18 エンドキャップ処理	ValueLab C18, 500 mg, 6 mL	500 個	5610-2165
	ValueLab C18, 500 mg, 6 mL	100 個	5610-2166
Si	ValueLab Si, 500 mg, 3 mL	500 個	5610-2170
	ValueLab Si, 500 mg, 3 mL	100 個	5610-2171
	ValueLab Si, 1 g, 6 mL	500 個	5610-2172
	ValueLab Si, 1 g, 6 mL	100 個	5610-2173
SCX	ValueLab SCX, 500 mg, 3 mL	500 個	5610-2174
	ValueLab SCX, 500 mg, 3 mL	100 個	5610-2175
SAX	ValueLab SAX, 500 mg, 3 mL	500 個	5610-2176
	ValueLab SAX, 500 mg, 3 mL	100 個	5610-2177
	ValueLab SAX, 1 g, 6 mL	500 個	5610-2178
	ValueLab SAX, 1 g, 6 mL	100 個	5610-2179
Plexa PCX	ValueLab Plexa PCX, 60 mg, 3 mL	500 個	5610-2180
	ValueLab Plexa PCX, 60 mg, 3 mL	100 個	5610-2181
	ValueLab Plexa PCX, 200 mg, 6 mL	500 個	5610-2182
	ValueLab Plexa PCX, 200 mg, 6 mL	100 個	5610-2183
Plexa	ValueLab Plexa, 60 mg, 3 mL	500 個	5610-2185
	ValueLab Plexa, 60 mg, 3 mL	100 個	5610-2186
	ValueLab Plexa, 200 mg, 6 mL	500 個	5610-2187
	ValueLab Plexa, 200 mg, 6 mL	100 個	5610-2188
	ValueLab Plexa, 500 mg, 6 mL	500 個	5610-2189
	ValueLab Plexa, 500 mg, 6 mL	100 個	5610-2190
Florisil	ValueLab Florisil, 1 mg, 6 mL	500 個	5610-2192
	ValueLab Florisil, 1 mg, 6 mL	100 個	5610-2193
Certify	ValueLab LRC Certify, 130 mg, 6 mL	500 個	5610-2194
	ValueLab LRC Certify, 130 mg, 6 mL	100 個	5610-2195

ValueLab SPE ウェルプレート

SPE 相	ウェル形状	説明	数量	部品番号
C18	角型	ValueLab 96 ウェル, 2 mL, 100 mg	10 個	5610-2169
Plexa PCX	丸型	ValueLab 96 ウェル, 1 mL, 30 mg	10 個	5610-2184
Plexa	角型	ValueLab 96 ウェル, 1 mL, 10 mg	10 個	5610-2191

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カスタマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

DE46175171

アジレント・テクノロジー株式会社

© Agilent Technologies, Inc. 2023

Printed in Japan, November 1, 2023

5994-6824JAJP