



30%
OFF

2200 TapeStation System 買い替えキャンペーン

～ 2200 を長い間ご愛用ありがとうございます～

キャンペーン期間	2021.6.1 (火) ~ 2021.9.30 (木) ご注文分まで
キャンペーン価格 (税抜)	Agilent 4150 TapeStation System 2,720,900 円 希望小売価格 3,887,000 円 (税抜き)
	Agilent 4200 TapeStation System 4,426,800 円 希望小売価格 6,324,000 円 (税抜き)
切替対象製品	G2964A G2965A Agilent 2200 TapeStation System (Agilent 2200 TapeStation System は 2021 年 12 月 31 日をもって修理サポート終了となります。)

製品情報はこちら



簡単操作は変わらずより使いやすくなった新モデル この機会に検討してみませんか？

解析サンプル数に応じて2タイプ



最大
16 検体
省スペース
タイプ

最大
96 検体
ハイスルー
プットタイプ

Agilent 4150 TapeStation System

Agilent 4200 TapeStation System

ScreenTape^{*} /
Loading tip の交換不要

最大 8 枚^{*}/112 本の Box をセット可能

^{*} 4200 TapeStation のみ

1 サンプルから泳動可能

シングルピペッターに変更、
解析時間はそのまま

メンテナンスもより簡便に


Needle・電極の交換可能、
ハードウェア診断もチェック項目拡大^{*}

^{*} 4200 TapeStation は G2991BA より対応




2200 用 Kit を
そのまま使用することができます

NEW 新たに Cell-free DNA Assay に対応



NGS や PCR のスタートサンプル
Cell-free DNA の確認に



その他、電気泳動装置に関するご要望がございましたらお気軽にご相談ください。

サンプル数がふえてきた…

もっと簡単な方法は…

こんなサンプル測定できる？

※掲載製品の金額には消費税が含まれておりません。
※本リーフレット記載の『キャンペーン価格』は参考価格であり、
販売店からの実際の販売価格ではございません。
ご注文の際には販売店様へご確認くださいようお願い申し上げます。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
※本資料掲載の製品はすべて研究用です。
※他の用途にご利用いただくことはできません。

[お問い合わせ窓口]

アジレント・テクノロジー株式会社

本社 / 〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1

●カスタムコンタクトセンター ☎ 0120-477-1111

mail : email_japan@agilent.com

<http://www.agilent.com/chem/genomics:jp>

G210383-1

© Agilent Technologies, Inc. 2021

本書の一部または全部を書面による事前の許可なしに複製、
改変、翻訳することは、著作権法で認められている場合を除き、
法律で禁止されています。

Printed in Japan, Jun. 1, 2021

5994-3458JAJP

販売店



Trusted Answers