




さまざまなアプリケーションに対応する
高品質なパックドカラム



Agilent J&W パックド GC カラム
セレクションガイド



アジレントには、豊富な種類の パッキド GC カラムが揃っています。

Agilent J&W パッキド GC カラムは、多様なアプリケーションにおいて、信頼性と再現性に優れた分析を実現するように、設計・製造されています。次の特長があります。

- ・ **豊富な種類**：幅広いチューブ材質 (ステンレス、UltiMetal、ニッケル、ガラス、銅、テフロンなど) に加え、多数の固定相、充てん剤、支持材から最適なものを選択できます。また、お客様ご希望のカスタムカラムを作成することもできます。
- ・ **高い効率と堅牢性に優れた充てん技術**：カラム間再現性と最高の分離効率を確保します。
- ・ **UltiMetal 処理ステンレスチューブ**：不活性とピーク形状が向上しています。
- ・ **互換性の確保**：ほとんどの主要メーカーのガスクロマトグラフに対応しています。

パッキド GC カラムはサンプルキャパシティが高いため、石油化学、化学産業の分析に適しています。



豊富な種類のなかから、 お客様に最適なカラムをお選びください。

このカタログでは、各種パッキドカラムについての詳細を記載しています。アジレントは GC 分析のマーケットリーダーとして、最高の製品、充実したサポート、迅速な納品など、高品質の消耗品とあわせて、トータルなソリューションをお届けします。

目次

5 % Carbowax 20M

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	担体
2 m	1/8	2	Chromosorb WAW
2.2 m	1/8	2	Chromosorb WHP

20 % Carbowax 20M

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	担体
2 m	1/8	2	Chromosorb WAW

固定相別

パックド GC カラムラインナップ4-15 ページ



パックド GC カラム用消耗品16 ページ




Agilent J&W パックド GC カラムの詳細についてはホームページでもご紹介しています。

www.agilent.com/chem/jp


Agilent 7820A、7890A、6820、6890 用 Agilent J&W パックド GC カラム

すべての Agilent J&W パックド GC カラムは、最高使用可能温度よりも 20 °C 低い温度で、最短でも 6 時間のコンディショニングを行っています (最高使用可能温度は 325 °C です)。

アジレント装置用のパックドカラム



コイルの直径はカラムの長さにより異なります。5 ページから 12 ページに記載されているカラムはアジレント製品用に角度が付けられています。アジレント以外の装置については、カラムに角度をつけてフィットさせてください。分析に影響はありません。



Carbosieve S

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
20 インチ (0.51 m)	1/8	2	80/100	G3591-80105	G3591-81105	G3591-82105

15 % Carbowax 1540

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	担体	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
15 ft (4.57 m)	1/8	2	Chromosorb WHP	60/80	G3591-80095	G3591-81095	G3591-82095

5 % Carbowax 20M (G16、G\$1)

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	担体	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
7.22 ft (2.2 m)	1/8	2	Chromosorb WHP	100/120	G3591-80084	G3591-81084	G3591-82084

20 % Carbowax 20M (G16、G\$1)

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	担体	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
9.84 ft (3 m)	1/8	2	Chromosorb WHP	100/120	G3591-80099	G3591-81099	G3591-82099

7 % Carbowax M + 3 % Polyphenolether 6 ring + 2% KOH

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	担体	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
4 ft (1.22 m)	1/8	2	Chromosorb W AW	80/100	G3591-80050	G3591-81050	G3591-82050

Carboxen-1000

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
1.5 ft (0.46 m)	1/8	2	80/100	G3591-80125	G3591-81125	G3591-82125
10 ft (3.05 m)	1/8	2	60/80	G3591-80055	G3591-81055	G3591-82055

Chromosorb 101

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
6 ft (1.83 m)	1/8	2	80/100	G3591-80021	G3591-81021	G3591-82021

Chromosorb 102

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
2 ft (0.61 m)	1/8	2	80/100	G3591-80139	G3591-81139	G3591-82139

Agilent J&W パックド GC カラムの詳細についてはホームページでもご紹介しています。

www.agilent.com/chem/jp

25 % DC-200

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	担体	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
15 ft (4.57 m)	1/8	2	Chromosorb PAW	80/100	G3591-80001	G3591-81001	G3591-82001

30 % DC-200

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	担体	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
20 ft (6.1 m)	1/8	2	Chromosorb PAW	100/120	G3591-80140	G3591-81140	G3591-82140
30 ft (9.14 m)	1/8	2	Chromosorb PAW	80/100	G3591-80082	G3591-81082	G3591-82082

35 % DC-200

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	担体	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
10 ft (3.05 m)	1/8	2	Chromosorb PAW	80/100	G3591-80030	G3591-81140	G3591-82030
30 ft (9.14 m)	1/8	2	Chromosorb PAW	80/100	G3591-80032	G3591-81032	G3591-82032
3 ft (0.91 m)	1/8	2	Chromosorb PAW	80/100	G3591-80039	G3591-81039	G3591-82039
5 ft (1.52 m)	1/8	2	Chromosorb PAW	80/100	G3591-80027	G3591-81027	G3591-82027

15 % Hallcomid m-18

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	担体	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
9.84 ft (3 m)	1/8	2	Chromosorb WHP	100/120	G3591-80067	G3591-81067	G3591-82067



HayeSep D

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	ステンレス
6.56 ft (2 m)	1/8	2	80/100	G3591-80158

HayeSep DB

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
30 ft (9.14 m)	1/8	2	100/120	G3591-80088	G3591-81088	G3591-82088

HayeSep N

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
6 ft (1.83 m)	1/8	2	80/100	G3591-80037	G3591-81037	G3591-82037
7 ft (2.13 m)	1/8	2	60/80	G3591-80060	G3591-81060	G3591-82060
8 ft (2.44 m)	1/8	2	80/100	G3591-80011	G3591-81011	G3591-82011
20 ft (6.1 m)	1/8	2	80/100	G3591-80045	G3591-81045	G3591-82045

HayeSep N + HayeSep R 1:1

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
8 ft (2.44 m)	1/8	2	45/60	G3591-80091	G3591-81091	G3591-82091

HayeSep Q

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
1.64 ft (0.5 m)	1/8	2	80/100	G3591-80023	G3591-81023	G3591-82023
3 ft (0.91 m)	1/8	2	80/100	G3591-80020	G3591-81020	G3591-82020
3.3 ft (1 m)	1/8	2	80/100		G3591-81148	
3.9 ft (1.2 m)	1/8	2	80/100			G3591-82159
4 ft (1.22 m)	1/8	2	80/100	G3591-80019	G3591-81019	G3591-82019
6 ft (1.83 m)	1/8	2	80/100	G3591-80004	G3591-81004	G3591-82004
8 ft (2.44 m)	1/8	2	80/100	G3591-80047	G3591-81047	G3591-82047
9 ft (2.74 m)	1/8	2	80/100	G3591-80033	G3591-81033	G3591-82033
10 ft (3.05 m)	1/8	2	80/100	G3591-80002	G3591-81002	G3591-82002
12 ft (3.66 m)	1/8	2	80/100	G3591-80121	G3591-81121	G3591-82121

Agilent J&W パックド GC カラムの詳細についてはホームページでもご紹介しています。
www.agilent.com/chem/jp

HayeSep R

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
6 ft (1.83 m)	1/8	2	80/100	G3591-80102	G3591-81102	G3591-82102
12 ft (3.66 m)	1/8	2	80/100	G3591-80100	G3591-81100	G3591-82100

HayeSep T

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	UltiMetal
1.64 ft (0.5 m)	1/8	2	80/100	G3591-81150

MolSieve 5Å

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
1 ft (0.30 m)	1/8	2	60/80	G3591-80077	G3591-81077	G3591-82077
3 ft (0.91 m)	1/8	2	60/80	G3591-80103	G3591-81103	G3591-82103
3 ft (0.91 m)	1/8	2	80/100	G3591-80074	G3591-81074	G3591-82074
3 ft (0.91 m)	1/8	2	100/120	G3591-80075	G3591-81075	G3591-82075
3.3 ft (1 m)	1/8	2	60/80		G3591-81149	
4 ft (1.22 m)	1/8	2	45/60	G3591-80090	G3591-81090	G3591-82090
6 ft (1.83 m)	1/8	2	60/80	G3591-80035	G3591-81035	G3591-82035
4 ft (1.22 m)	1/8	2	60/80	G3591-80104	G3591-81104	G3591-82104
6 ft (1.83 m)	1/8	2	60/80	G3591-80017	G3591-81017	G3591-82017
7 ft (2.13 m)	1/8	2	45/60	G3591-80062	G3591-81062	G3591-82062
8 ft (2.44 m)	1/8	2	60/80	G3591-80022	G3591-81022	G3591-82022
9 ft (2.74 m)	1/8	2	60/80	G3591-80046	G3591-81046	G3591-82046
9 ft (2.74 m)	1/8	2	80/100	G3591-80064	G3591-81064	G3591-82064
15 ft (4.57 m)	1/8	2	45/60	G3591-80061	G3591-81061	G3591-82061
20 ft (6.1 m)	1/8	2	45/60	G3591-80107		
20 ft (6.1 m)	1/8	2	60/80	G3591-80056	G3591-81056	G3591-82056
25 ft (7.62 m)	1/8	2	60/80	G3591-80065	G3591-81065	G3591-82065



MolSieve 13X

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
2 ft (0.61 m)	1/8	2	45/60	G3591-80031	G3591-81031	G3591-82031
3 ft (0.91 m)	1/8	2	45/60	G3591-80028	G3591-81028	G3591-82028
4 ft (1.22 m)	1/8	2	45/60	G3591-80012	G3591-81012	G3591-82012
4.9 ft (1.5 m)	1/8	2	80/100	G3591-80085	G3591-81085	G3591-82085
6 ft (1.83 m)	1/8	2	60/80	G3591-80035	G3591-81035	G3591-82035
9 ft (2.74 m)	1/8	2	45/60	G3591-80054	G3591-81054	G3591-82054
10 ft (3.05 m)	1/8	2	46/60	G3591-80003	G3591-81003	G3591-82003
10 ft (3.05 m)	1/16	1	60/80	G3591-80097	G3591-81097	G3591-82097
10 ft (3.05 m)	1/8	2	60/80	G3591-80101	G3591-81101	G3591-82101
10 ft (3.05 m)	1/8	2	80/100	G3591-80043	G3591-81043	G3591-82043
12 ft (3.66 m)	1/8	2	60/80	G3591-80058	G3591-81058	G3591-82058
15 ft (4.57 m)	1/8	2	45/60	G3591-80098	G3591-81098	G3591-82098

10 % OV-101

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	担体	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
2.6 ft (0.79 m)	1/8	2	Chromosorb WHP	60/80	G3591-80048	G3591-81048	G3591-82048
5 ft (1.52 m)	1/8	2	Chromosorb PAW	80/100	G3591-80093	G3591-81093	G3591-82093

20 % OV-101

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	担体	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
4 ft (1.22 m)	1/8	2	Chromosorb WHP	80/100	G3591-80025	G3591-81025	G3591-82025

10 % PEG-20M

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	担体	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
6.56 ft (2 m)	1/8	2	Chromosorb W	80/100	G3591-80119	G3591-81119	G3591-82119

20 % PEG-20M

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	担体	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
6.56 ft (2 m)	1/8	2	Chromosorb W	80/100	G3591-80122	G3591-81122	G3591-82122
13.1 ft (4 m)	1/8	2	Chromosorb W	80/100	G3591-80123	G3591-81123	G3591-82123

Agilent J&W パックド GC カラムの詳細についてはホームページでもご紹介しています。

www.agilent.com/chem/jp

Porapak N

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
3 ft (0.91 m)	1/8	2	80/100	G3591-80072	G3591-81072	G3591-82072
3.9 ft (1.2 m)	1/8	2	60/80	G3591-80087	G3591-81087	G3591-82087
6 ft (1.83 m)	1/8	2	80/100	G3591-80036	G3591-81036	G3591-82036
8.2 ft (2.5 m)	1/8	2	50/80	G3591-80086	G3591-81086	G3591-82086
9 ft (2.74 m)	1/8	2	80/100	G3591-80044	G3591-81044	G3591-82044
12 ft (3.66 m)	1/8	2	60/80	G3591-80059	G3591-81059	G3591-82059

Porapak N + Porapak R 1:1

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	ステンレス
12 ft (3.66 m)	1/8	2	50/80	G3591-80110

Porapak Q

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
3 ft (0.91 m)	1/8	2	80/100	G3591-80135	G3591-81135	G3591-82135
6 ft (1.83 m)	1/8	2	60/80	G3591-80136	G3591-81136	G3591-82136
6 ft (1.83 m)	1/8	2	80/100	G3591-80005	G3591-81005	G3591-82005
6 ft (1.83 m)	1/8	2	80/100	G3591-80013	G3591-81013	G3591-82013
8 ft (2.44 m)	1/8	2	60/80	G3591-80137	G3591-81137	G3591-82137
8.2 ft (2.5 m)	1/8	2	80/100	G3591-80083	G3591-81083	G3591-82083
9 ft (2.74 m)	1/8	2	80/100	G3591-80016	G3591-81016	G3591-82016
13 ft (3.96 m)	1/8	2	80/100	G3591-80053	G3591-81053	G3591-82053
15 ft (4.57 m)	1/8	2	80/100	G3591-80066	G3591-81066	G3591-82066
25 ft (7.62 m)	1/8	2	100/120	G3591-80052	G3591-81052	G3591-82052
30 ft (9.14 m)	1/16	1	80/100	G3591-80096	G3591-81096	G3591-82096



Porapak QS

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
6.56 ft (2 m)	1/8	2	80/100	G3591-80157		
8 ft (2.44 m)	1/8	2	80/100	G3591-80051	G3591-81051	G3591-82051

Porapak R

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
6 ft (1.83 m)	1/8	2	60/80	G3591-80106	G3591-81106	G3591-82106

Porapak T

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
1.5 ft (0.46 m)	1/8	2	80/100	G3591-80138	G3591-81138	G3591-82138
6.56 ft (2 m)	1/8	2	80/100	G3591-80120	G3591-81120	G3591-82120

20 % Sebaconitrile

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	担体	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
2 ft (0.61 m)	1/8	2	Chromosorb PAW	80/100	G3591-80029	G3591-81029	G3591-82029
19.7 ft (6 m)	1/8	2	Chromosorb PAW	80/100	G3591-80071	G3591-81071	G3591-82071
30 ft (9.14 m)	1/8	2	Chromosorb PAW	80/100	G3591-80026	G3591-81026	G3591-82026

20 % Sebaconitrile/2 % H₃PO₄

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	担体	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
2 ft (0.61 m)	1/8	2	Chromosorb PAW	80/100	G3591-80015	G3591-81015	G3591-82015
30 ft (9.14 m)	1/8	2	Chromosorb PAW	80/100	G3591-80014	G3591-81014	G3591-82014

シリカゲル

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
2 ft (0.61 m)	1/8	2	60/80	G3591-80141	G3591-81141	G3591-82141
4 ft (1.22 m)	1/8	2	60/80	G3591-80142	G3591-81142	G3591-82142
6 ft (1.83 m)	1/8	2	60/80	G3591-80108		

Agilent J&W パックド GC カラムの詳細についてはホームページでもご紹介しています。

www.agilent.com/chem/jp

0.1 % SP-1000

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	担体	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
7 ft (2.13 m)	1/8	2	Carbopak C	80/100	G3591-80063	G3591-81063	G3591-82063

25 % SP-2100

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	担体	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
1.64 ft (0.5 m)	1/16	1	Chromosorb PAW	80/100	G3591-80007	G3591-81007	G3591-82007
5.7 ft (1.75 m)	1/16	1	Chromosorb PAW	80/100	G3591-80008	G3591-81008	G3591-82008
15 ft (4.57 m)	1/8	2	Chromosorb PAW	80/100	G3591-80068	G3591-81068	G3591-82068

20 % TCEP

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	担体	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
1.84 ft (0.56 m)	1/16	1	Chromosorb PAW	80/100	G3591-80006	G3591-81006	G3591-82006
5 ft (1.52 m)	1/8	2	Chromosorb PAW	80/100	G3591-80094	G3591-81094	G3591-82094
15 ft (4.57 m)	1/8	2	Chromosorb PAW	80/100	G3591-80049	G3591-81049	G3591-82049

10 % UC W982

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	担体	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
1.5 ft (0.46 m)	1/8	2	Chromosorb PAW	80/100	G3591-80034	G3591-81034	G3591-82034
2 ft (0.61 m)	1/8	2	Chromosorb PAW	80/100	G3591-80040	G3591-81040	G3591-82040

12 % UC W982


長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	担体	メッシュ	ステンレス	UltiMetal	ニッケル
2 ft (0.61 m)	1/8	2	Chromosorb PAW	80/100	G3591-80000	G3591-81000	G3591-82000



標準的な構成の Agilent J&W パックド GC カラム

汎用パックドカラム

直径はカラムの長さにより
異なります。



30% DC 200/500

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	担体	メッシュ	UltiMetal
2 ft (0.61 m)	1/8	2	Chromosorb PAW	60/80	CP2057
30 ft (9.14 m)	1/8	2	Chromosorb PAW	60/80	CP2058*

HayeSep D

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	UltiMetal
6.56 ft (2 m)	1/8	2	80/100	CP1482

HayeSep DB

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	UltiMetal
40 ft (12.2 m)	1/8	2	80/100	CP2047

HayeSep N

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	UltiMetal
1.64 ft (0.5 m)	1/16	1	80/100	CP1307*
1.64 ft (0.5 m)	1/8	2	80/100	CP1480
6 ft (1.83 m)	1/8	2	80/100	CP2068*

*コンディショニングおよび試験済み

Agilent J&W パックド GC カラムの詳細についてはホームページでもご紹介しています。

www.agilent.com/chem/jp

HayeSep P

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	UltiMetal
6 ft (1.83 m)	1/8	2	80/100	CP2062


HayeSep Q

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	UltiMetal
0.82 ft (0.25 m)	1/16	1	80/100	CP1308*
1.64 ft (0.5 m)	1/8	2	80/100	CP81073*
3.28 ft (1 m)	1/8	2	80/100	CP81069*
4.92 ft (1.5 m)	1/16	1	80/100	CP1305*

HayeSep R

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	UltiMetal
3.28 ft (1 m)	1/8	2	80/100	CP86678*
8.53 ft (2.6 m)	1/8	2	80/100	CP86677*
12 ft (3.66 m)	1/8	2	80/100	CP2055*

*コンディショニングおよび試験済み



MolSieve 5Å

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	UltiMetal
3.28 ft (1 m)	1/8	2	60/80	CP81025*
4.92 ft (1.5 m)	1/16	1	80/100	CP1306*
5 ft (1.52 m)	1/8	2	80/100	CP2046
6 ft (1.83 m)	1/8	2	45/60	CP2065
10 ft (3.05 m)	1/8	2	80/100	CP2045
13.1 ft (4 m)	1/8	2	80/100	CP1483*

MolSieve 13X

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	UltiMetal
3 ft (0.91 m)	1/8	2	45/60	CP2059*
3.94 ft (1.2 m)	1/16	1	80/100	CP1309*
4 ft (1.22 m)	1/8	2	45/60	CP2060
4.92 ft (1.5 m)	1/8	2	80/100	CP81071*

1.5 % OV-101

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	担体	メッシュ	UltiMetal
2 ft (0.61 m)	1/8	2	Chromosorb G HP	100/120	CP2056

Porapak QS

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	UltiMetal
6.56 ft (2 m)	1/8	2	80/100	CP1481

10 % SE-30

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	UltiMetal
2.5 ft (0.76 m)	1/8	2	80/100	CP2073

シリカゲル

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	UltiMetal
10 ft (3.05 m)	1/8	2	60/80	CP2050

20 % TCEP

長さ	外径 (インチ)	内径 (mm)	メッシュ	UltiMetal
1.84 ft (0.56 m)	1/16	0.75	80/100	CP2071
15 ft (4.57 m)	1/8	2	80/100	CP2072

*コンディショニングおよび試験済み



Agilent J&W パックド GC カラムの詳細についてはホームページでもご紹介しています。
www.agilent.com/chem/jp

バックド GC カラム用消耗品

Agilent 5890、6890、7890、6820、6850、7820 シリーズ GC の最高のパフォーマンスを発揮させるための消耗品一覧です。

パージドバックド注入口用バックドカラムアダプタとライナ

	部品番号
アダプタ	
1/8 インチステンレスカラムアダプタ	19243-80510
1/4 インチステンレスカラムアダプタ	19243-80520
アダプタ、ガラスライナを使用するタイプ	
1/8 インチカラムアダプタ、ガラスライナを使用するタイプ	19243-80530
1/4 インチカラムアダプタ、ガラスライナを使用するタイプ	19243-80540
ガラスライナ	
使い捨てガラスライナ、内容量 170 μ L、未処理、25 個	5080-8732
使い捨てガラスインサート、不活性処理済、内容量 170 μ L、5 個	5181-3382



バックドカラム検出器用アダプタとジェット

	部品番号
水素炎イオン化検出器 (FID) および窒素リン検出器 (NPD) 用アダプタ	
FID/NPD 用アダプタ、1/4 インチバックドカラム用	19231-80530
FID/NPD 用アダプタ、1/8 インチバックドカラム用	19231-80520
FID および NPD 用ジェット	
バックド兼用タイプ用ジェット、バックド用、内径 0.018 インチ	18710-20119
熱伝導検出器 (TCD) 用アダプタ	
⑤ TCD カラムアダプタ、1/8 - 1/4 インチ、ガラス製	G1532-20710
電子捕獲型検出器 (ECD) 用アダプタ	
ECD カラムアダプタ、1/8 - 1/4 インチ、金属製	19301-80530

バックドカラム用ナットとフェラル

	部品番号
1/8 インチ、ステンレス製ナット/フェラルセット、20 個	5080-8750
① ③ 1/8 インチ、ベスベル/グラファイトフェラル、10 個	0100-1332
② ④ 1/8 インチ、真鍮製ナット、10 個	5180-4103
⑥ 1/4 インチ、ベスベルフェラル、10 個	5080-8774
⑦ 1/4 インチ、真鍮製ナット、10 個	5180-4105

詳しくは、ホームページをご覧ください。
カスタムコンタクトセンタまでお問い合わせください。

www.agilent.com/chem/jp

フリーダイヤル 0120-477-111

本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は
予告なしに変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社
© Agilent Technologies, Inc. 2011
Printed in Japan. November 28, 2011
5990-9060JAJP



Agilent Technologies