



Agilent CrossLab

**ウォータース HPLC システム用
CrossLab 消耗品**

クイックリファレンスガイド



検出器ランプ 1個

モジュール	品名	参考 部品番号	Agilent CrossLab 部品番号
2996 フォトダイオードアレイ検出器 996 Photodiode Array Detector ACQUITY UPLC 2996 Photodiode Array Detector	長寿命重水素ランプ、2,000 時間	WAT052586	8005-0705*
2487 Dual Wavelength Absorbance Detector 2488 Multichannel Absorbance Detector ACQUITY TUV Detector UPLC TUV Detector	長寿命重水素ランプ、2,000 時間	WAS081142	8005-0704
486 Tunable UV/Visible Absorbance Detector LC Module 1	長寿命重水素ランプ、2,000 時間	700000356 WAT052666	8005-0702

*ACQUITY H クラス検出器には使用不可



長寿命重水素ランプ、8005-0705



長寿命重水素ランプ、8005-0704



長寿命重水素ランプ、8005-0702

オートサンプリング、1個

モジュール	容量 (μL)	品名	ニードルゲージ/ 長さ (mm)/ チップ	参考 部品番号	Agilent CrossLab シリンジ	Agilent CrossLab 交換用 ニードル	参考 部品番号	Agilent CrossLab 交換用 プランジヤ
2777 Compact Sample Manager 2777 Sample Manager	10	ニードル固定型	22s/51/3	430000859	8010-0445*		700002212	8010-0457、10 個
	25	ニードル固定型、ガスタイト	22s/51/3	430000861	8010-0441		700002213	8010-0458、10 個
	100	ニードル固定型、ガスタイト	22s/51/3	430000864	8010-0442*		700002214	8010-0459、10 個
		ニードル固定型、ガスタイト	22/51/3	430000863	8010-0446*		700002214	8010-0459、10 個
	250	ニードル固定型、ガスタイト	22/51/3	430000865	8010-0467		700002215	8010-0456、10 個
	500	ニードル固定型、ガスタイト	22/51/3	430000866	8010-0468		700002216	8010-0460、10 個
	1,000	ニードル固定型、ガスタイト	22/51/3	430000867	8010-0443		700002217	8010-0455、10 個
	2,500	ニードル固定型、ガスタイト	22/51/3	430000868	8010-0444		430000868	8010-0448、1 個
510 HPLC Pump 515 HPLC Pump 600 MultiSolvent Delivery System CapLC System CapLC XE System	10000	ルアーロック	ニードルなし	WAT025559	8005-0414			
600 MultiSolvent Delivery System Rheodyne Injector	25	ニードル交換型、ガスタイト	22s/51/3	WAT033381	8005-0416			8005-0422
2690 Separations Module 2690D Dissolution Separations Module 2695 Separations Module 2695D Dissolution Separations Module 2790 Separations Module 2795 Separations Module LC Module 1 717/717plus Autosampler	25	Chem (1/4-28 UNF ねじ山)、 ガスタイト	ニードルなし	WAT077343	8005-0420			
	250	Chem (1/4-28 ねじ山、UNF)、 ガスタイト	ニードルなし	WAT073109	8005-0419			
Rheodyne Injector	100	ニードル交換型、ガスタイト	22s/51/3	WAT033383	8005-0417	8005-0418、6 個		8005-0423

*バレル外径は 6.7 mm。その他すべての 10、25、100 μL シリンジは外径 7.9 mm。

参考部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab 製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する製品とわずかに異なることがあります。すべての CrossLab 消耗品は、アジレントの 90 日間の保証付きです。



CrossLab シリンジニードル、22s/51/3、8005-0418



CrossLab シリンジ、PTFE チップ付プランジヤ、25 μL、
8005-0420



CrossLab シリンジ、ガスタイト、8005-0417

ポンプ用消耗品

モジュール	品名	入数	参考 部品番号	Agilent CrossLab 部品番号
2690 Separations Module 2690D Dissolution Separations Module 2695 Separations Module 2695D Dissolution Separations Module 2790 Separations Module 2795 Separations Module 2796 Bioseparations Module	サファイアブランジャアセンブリ、標準	1 個	WAT270959	8005-0538
2690 Separations Module 2690D Dissolution Separations Module 2695 Separations Module 2695D Dissolution Separations Module	ブランジャシール、透明	2 個	700001326	8005-0514
2690 Separations Module 2690D Dissolution Separations Module 2695 Separations Module 2695D Dissolution Separations Module 2790 Separations Module 2795 Separations Module Alliance GPC/V 2000 Systems	ブランジャシール交換用キット、標準、黄	2 個	WAT270938	8005-0535
2690 Separations Module 2690D Dissolution Separations Module 2695 Separations Module 2695D Dissolution Separations Module 2790 Separations Module 2795 Separations Module	ブランジャシール交換用キット、黒	2 個	WAT271066	8005-0541
2690 Separations Module 2690D Dissolution Separations Module 2695 Separations Module 2695D Dissolution Separations Module 2790 Separations Module 2795 Separations Module Alliance GPC/V 2000 Systems	フェースシール交換用キット	4 個	WAT270939	8005-0536
2690 Separations Module 2690D Dissolution Separations Module 2695 Separations Module 2695D Dissolution Separations Module 2790 Separations Module 2795 Separations Module Alliance GPC/V 2000 Systems	シール洗浄フェースシールキット	1 個	WAT271017	8005-0539
2796 Bioseparations Module	シール洗浄、ブランジャシール	4 個	700002258	8005-0516
2796 Bioseparations Module	ブランジャシール、標準	2 個	700002257	8005-0515
2690 Separations Module 2690D Dissolution Separations Module 2695 Separations Module 2695D Dissolution Separations Module 2790 Separations Module 2795 Separations Module Alliance GPC/V 2000 Systems	シール洗浄ブランジャシール交換用キット	2 個	WAT271018	8005-0540
510 HPLC Pump 600 MultiSolvent Delivery System 610 PowerLine Isocratic Pump LC Module 1	サファイアブランジャ	1 個	WAT025656	8005-0527
	方向設定済みサファイアブランジャ	1 個	WAT069511	8005-0533

(続<)

参考部品番号をご覧ください。現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab 製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する製品とわずかに異なることがあります。すべての CrossLab 消耗品は、アジレントの 90 日間の保証付きです。



サファイアブランジャアセンブリ、8005-0538



ブランジャシール交換用キット、8005-0535



ブランジャシール交換用キット、8005-0541



フェースシール交換用キット、8005-0536



シール洗浄フェースシールキット、8005-0539

ポンプ用消耗品

モジュール	品名	入数	参考 部品番号	Agilent CrossLab 部品番号
プランジャとシール				
510 HPLC Pump 515 HPLC Pump 600 MultiSolvent Delivery System LC Module 1	プランジャシール、グラファイト入り PTFE (GFP)、黒	1 個	WAT026613	8005-0529
510 HPLC Pump 515 HPLC Pump 600 MultiSolvent Delivery System 610 PowerLine Isocratic Pump LC Module 1	プランジャシール、黒、225 µL	1 個	WAT026644	8005-0530
616 LC System 626 LC System	サファイアプランジャ	1 個	WAT031788	8005-0531
1515 HPLC Pump 1525 HPLC Pump 515 HPLC Pump	サファイアプランジャアセンブリ	1 個	WAS207069	8005-0523
1515 HPLC Pump 1525 HPLC Pump 510 HPLC Pump 515 HPLC Pump 600 MultiSolvent Delivery System 610 PowerLine Isocratic Pump LC Module 1	プランジャシール、透明 プランジャシール、透明	1 個 4 個	WAT022934 WAT022946	8005-0524 8005-0525
チェックバルブとカートリッジ				
2690 Separations Module 2690D Dissolution Separations Module 2695 Separations Module 2695D Dissolution Separations Module 2790 Separations Module 2795 Separations Module Alliance GPC/V 2000 Systems	チェックバルブカートリッジ、交換用キット	2 個	WAT270941	8005-0537
626 LC System	チェックバルブカートリッジ	1 個	WAT024120	8005-0526
1515 HPLC Pump 1525 HPLC Pump 2695 Separations Module 2695D Dissolution Separations Module 2795 Separations Module 510 HPLC Pump 515 HPLC Pump 600 MultiSolvent Delivery System 610 PowerLine Isocratic Pump LC Module 1	チェックバルブカートリッジ	2 個	70000254	8005-0513
1525 HPLC Pump 2695 Separations Module 2695D Dissolution Separations Module 2795 Separations Module 515 HPLC Pump 600 MultiSolvent Delivery System	チェックバルブカートリッジ	1 個	700002399	8005-0508
1515 HPLC Pump 1525 HPLC Pump 515 HPLC Pump 600 MultiSolvent Delivery System LC Module 1	カートリッジチェックバルブシステム	2 個	70000253	8005-0512
510 HPLC Pump 515 HPLC Pump 600 MultiSolvent Delivery System 610 PowerLine Isocratic Pump LC Module 1	アウトレットチェックバルブ RheBuild キット、 225 µL	2 個	WAT026014	8005-0528



サファイアプランジャアセンブリ、8005-0523



チェックバルブカートリッジ、交換用キット、
8005-0537

参考部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab 製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する製品とわずかに異なることがあります。すべての CrossLab 消耗品は、アジレントの 90 日間の保証付きです。

検出器関連消耗品

モジュール	品名	入数	参考部品番号	Agilent CrossLab 部品番号
2996 Photodiode Array Detector	セルガスカート	2 個	WAT057924	8005-0532
996 Photodiode Array Detector				



Rheodyne ステータ、8005-0601

バルブ交換用部品、1 個

モジュール	品名	参考部品番号	Agilent CrossLab 部品番号
2767/2747 Sample Manager Column/Fluidics Organizer	ステータ、6 ポート、ステンレス製	700001560	8005-0601
Rheodyne 7725(i) インジェクタ	ベスベルロータシール、Rheodyne 7725(i) 用	WAT055946	8005-0604
626 LC システム Rheodyne 9125 インジェクタ	Tefzel ロータシール	WAT015781	8005-0603
2700 Sample Manager	ロータシール	WAT272615	8005-0605
2707 Autosampler	ロータシール	700003851	8005-0602



ベスベルロータシール、Rheodyne 7725(i) 用、
8005-0604

サンプルループ、1 個

モジュール	容量 (μL)	材質	参考部品番号	Agilent CrossLab 部品番号
2690 Separations Module 2690D Dissolution Separations Module 2695 Separations Module 2695D Dissolution Separations Module	100	ステンレス製	430001194	8005-0840
2695 Separations Module 2695D Dissolution Separations Module	200	ステンレス製	430001630	8005-0841
2796 Bioseparations Module	20	PEEK	430000782	8005-0838
2796 Bioseparations Module	100	PEEK	430000783	8005-0839
2707 Autosampler CapLC System CapLC XE System	5	ステンレス製	700000683	8005-0843
2707 Autosampler	10	ステンレス製	700003872	8005-0845
2707 Autosampler CapLC System CapLC XE System	20	ステンレス製	700000680	8005-0842
2707 Autosampler	50	ステンレス製	700003928	8005-0846
2707 Autosampler CapLC System CapLC XE System	100	ステンレス製	700000685	8005-0844



Tefzel ロータシール、8005-0603

参考部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab 製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する製品とわずかに異なることがあります。すべての CrossLab 消耗品は、アジレントの 90 日間の保証付きです。

メンテナンスキット

モジュール	品名	キット内容	参考 部品番号	Agilent CrossLab 部品番号
分離モジュール用メンテナンスキット				
2690 セパレーションモジュール 2690D 溶出セパレーションモジュール 2695 セパレーションモジュール 2695D 溶出セパレーションモジュール	2690/95 メンテナンスキット	内容: サファイアブランジャ x2、シール洗浄ブランジャシールキット x2、ブランジャシール交換用キット (標準、黄) x2、洗浄チューブシール交換用キット x4、バッテリー x1、ディフューザセンブリ x1、フェースシール交換用キット x4、溶媒ボトルフィルタ (10 µm) x4、シリンジ (250 µL) x1、プレカラムフィルタインサートセンブリ x1、チェックバルブカートリッジ x2、ニードル付きシールバック RheBuild キット x1、洗浄チューブシール x1、シール洗浄チューブ x1、PTFE ウォッシャ x1、フィルタリテーナ x1、下部洗浄シールフリット x1、ニードル洗浄フリット x1、TFE ウォッシャ x1、ニードルアセンブリ x1、インジェクタシール x2、ステンレス製フェラル 1/16 インチ x1、圧縮ネジ x1	WAT270944	8005-0915
2690 セパレーションモジュール 2690D 溶出セパレーションモジュール 2695 セパレーションモジュール 2695D 溶出セパレーションモジュール	ニードル付きシールバック RheBuild キット	内容: 洗浄チューブシール x1、シール洗浄チューブ x1、PTFE ウォッシャ x1、フィルタリテーナ x1、下部洗浄シールフリット x1、ニードル洗浄フリット x1、TFE ウォッシャ x1、ニードルアセンブリ x1、インジェクタシール x2、ステンレス製フェラル (1/16 インチ) x1、圧縮ネジ x1	WAT271019	8005-0916
ポンプ用メンテナンスキット				
515 HPLC Pump	515 ポンプメンテナンスキット	内容: サファイアブランジャアセンブリ x2、ブランジャシール x2、溶媒ボトルフィルタ (10 µm) x1、スパージディフューザ x1、チェックバルブカートリッジ x4	WAT052587	8005-0913
600 MultiSolvent Delivery System 610 PowerLine Isocratic Pump	600 ポンプメンテナンスキット	内容: サファイアブランジャ x2、ブランジャシール x2、溶媒ボトルフィルタ (10 µm) x4、チェックバルブカートリッジ x4、リファレンスバルブ RheBuild キット x1、インレットマニホールド RheBuild キット x1、スパージディフューザ x4	WAT052675	8005-0930
616 LC System	616 LC メンテナンスキット	内容: サファイアブランジャ x2、ブランジャシールキット (超高分子量ポリエチレン、黄) x1、チェックバルブカートリッジ x4、スパージディフューザ x4、溶媒ボトルフィルタ (10 µm) x4	WAT052672	8005-0928
626 LC システム	626 LC メンテナンスキット	内容: サファイアブランジャ x2、ブランジャシール (超高分子量ポリエチレン、黄) x2、溶媒ボトルフィルタ (10 µm) x4、チェックバルブカートリッジ x4、スパージディフューザ x4	WAT052673	8005-0929
1515 HPLC Pump	1515 ポンプメンテナンスキット	内容: サファイアブランジャ x2、ブランジャシール x2、チェックバルブカートリッジ x4、リファレンスバルブ RheBuild キット x1、溶媒ボトルフィルタ (10 µm) x1	201000113	8005-0925
1525 HPLC Pump	1525 ポンプメンテナンスキット	内容: サファイアブランジャ x4、ブランジャシール x4、チェックバルブカートリッジ x8、リファレンスバルブ RheBuild キット x1、溶媒ボトルフィルタ (10 µm) x2	201000114	8005-0926
616 LC System 626 LC System	ブランジャおよびワッシャシール RheBuild キット	内容: 両方のポンプヘッド用部品、ブランジャシール x2、ブランジャ洗浄シール x2、リテーナシール O-リング x2、ブランジャベアリング x6	WAT031790	8005-0912
1515 HPLC Pump 1525 HPLC Pump 510 HPLC Pump 515 HPLC Pump 600 MultiSolvent Delivery System 610 PowerLine Isocratic Pump	リファレンスバルブ RheBuild キット	内容: チェックバルブ用ダイヤフラム x1、チェックバルブ用ガスケット x1、リファレンスバルブボタン x1	WAT025746	8005-0911
510 HPLC Pump 515 HPLC Pump 600 MultiSolvent Delivery System 610 PowerLine Isocratic Pump LC Module 1	アウトレットチェックバルブ RheBuild キット	内容: アウトレットチェックバルブ用ボールおよびシート x2、ポリクロトリフルオロエチレン (PTFE) インサート x2、ステンレス製カップフィルタ (2 µm) x2、ラージ PTFE ウォッシャ x4、スモール PTFE ウォッシャ x2	WAT026014	8005-0528
510 HPLC Pump 515 HPLC Pump 600 MultiSolvent Delivery System 610 PowerLine Isocratic Pump LC Module 1	インレットチェックバルブ RheBuild キット	内容: インレットチェックバルブ用ボールおよびシート x2、リテーナガスケット x2、TFE ウォッシャ x2、PTFE ワッシャ x2、PCTFE インサート x2	WAT060495	8005-0914
オートサンブラ用メンテナンスキット				
717 オートサンブラ	717 オートサンブラ メンテナンスキット	内容: シールバック交換用キット x1、シリンジ (250 µL) x1、フィルタ (2.3 x 11.5 インチ) x1、フィルタ (2 x 7 インチ) x2	WAT052669	8005-0927

(続く)

参考部品番号をご覧いただくと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab 製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する製品とわずかに異なることがあります。すべての CrossLab 消耗品は、アジレントの 90 日間の保証付きです。



2960/2965 PM キット、8005-0915



515 ポンプ PM キット、8005-0913

www.agilent.com/chem/crosslab/jp

メンテナンスキット

モジュール	品名	キット内容	参考 部品番号	Agilent CrossLab 部品番号
Rheodyne インジェクタ、3725(i)	Rheodyne 3725(i) インジェクタバルブ用メンテナンスキット	内容: ロータシール (PEEK) x1、ステータフェースアセンブリ (PEEK) x1、アイソレーションシール x1、ニードルガイド x1、ニードルポートクリーナ x1、六角レンチ (5/64 インチ) x1、六角レンチ (9/64 インチ) x1	201000116	8005-0901
Rheodyne インジェクタ、7010	Rheodyne 7010 インジェクタバルブ用メンテナンスキット	内容: アイソレーションシール x1、ロータシール (バスベル) x1、六角レンチ (5/64 インチ) x1、六角レンチ (9/64 インチ) x1	201000117	8005-0902
Rheodyne インジェクタ、7125 および 7126	Rheodyne 7125 および 7126 インジェクタバルブ用メンテナンスキット	内容: ロータシール (バスベル) x1、ステータフェースアセンブリ (PEEK/セラミック) x1、アイソレーションシール x1、ニードルガイド x1、ニードルポートクリーナ x1、六角レンチ (5/64 インチ) x1、六角レンチ (9/64 インチ) x1、説明書	201000118	8005-0903
Rheodyne インジェクタ、7725(i)	Rheodyne 7725(i) インジェクタバルブ用メンテナンスキット	内容: ステータフェースアセンブリ (PEEK/セラミック) x1、ロータシール (バスベル) x1、アイソレーションシール x1、ニードルガイド x1、ニードルポートクリーナ x1、六角レンチ (5/64 インチ) x1、六角レンチ (9/64 インチ) x1、説明書	201000119	8005-0904
Rheodyne インジェクタ、7750E	Rheodyne 7750E インジェクタバルブ用メンテナンスキット	内容: ステータフェースアセンブリ (PEEK/セラミック) x1、ロータシール (バスベル) x1、アイソレーションシール x1、六角レンチ (9/64 インチ) x1、説明書	201000122	8005-0907
Rheodyne インジェクタ、7750E-075	Rheodyne 7750E-075 バルブ用メンテナンスキット	内容: ロータシール (PEEK) x1、ステータフェースアセンブリ (PEEK) x1、アイソレーションシール x1、六角レンチ (9/64 インチ) x1、説明書	201000125	8005-0908
Rheodyne インジェクタ、8125 および 8126	Rheodyne 8125 および 8126 インジェクタバルブ用メンテナンスキット	内容: ステータフェースアセンブリ (PEEK/セラミック) x1、ロータシール (PEEK) x1、アイソレーションシール x1、ニードルガイド x1、ニードルポートクリーナ x1、六角レンチ (5/64 インチ) x1、六角レンチ (9/64 インチ) x1、説明書	201000120	8005-0905
Rheodyne インジェクタ、9125 および 9126	Rheodyne 9125 および 9126 インジェクタバルブ用メンテナンスキット	内容: ステータフェースアセンブリ (PEEK/セラミック) x1、ロータシール (Tefzel) x1、アイソレーションシール x1、ニードルガイド x1、ニードルポートクリーナ x1、六角レンチ (5/64 インチ) x1、六角レンチ (9/64 インチ) x1、説明書	201000121	8005-0906



Rheodyne 7725(i) PM キット、
8005-0904



Rheodyne 9125 PM キット、
8005-0906



CrossLab キャピラリー、ステンレス製、
8005-0825



CrossLab キャピラリー、PEEK、
8005-0812



CrossLab キャピラリー、
ステンレス製、
8005-0823

HPLC キャピラリー、1 個

モジュール	接続元	接続先	材質	外径 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	フィッティング	参考 部品番号	Agilent CrossLab 部品番号
2690 Separations Module 2690D Dissolution Separations Module 2695 Separations Module 2695D Dissolution Separations Module	ポンプ	オートサンブラ	ステンレス	1.6	0.23	760	フィッティング 付き、 両端固定済	WAT270975	8005-0824
2690 セパレーションモジュール 2690D 溶出セパレーションモジュール 2695 セパレーションモジュール 2695D 溶出セパレーションモジュール 2790 セパレーションモジュール 2795 セパレーションモジュール	オートサンブラ	カラムサーモスタット バルブ	ステンレス	1.6	0.23	760	フィッティング 付き、 両端固定済	WAT270979	8005-0825
2695 セパレーションモジュール 2695D 溶出セパレーションモジュール	オートサンブラ	カラムサーモスタット バルブ	PEEK	1.6	0.13	6000	フィッティング 付き、 未固定	430000922	8005-0812
Alliance	カラムサーモスタットバルブ カラム	カラム 検出器	ステンレス	1.6	0.23	3000	フィッティング なし	WAT026973	8005-0823
Alliance	カラムサーモスタットバルブ カラム	カラム 検出器	ステンレス	1.6	0.508	3000	フィッティング なし	WAT026804	8005-0826
Alliance	カラムサーモスタットバルブ カラム	カラム 検出器	ステンレス	1.6	1.02	3000	フィッティング なし	WAT026805	8005-0822
フィッティング									
Alliance	圧縮ネジおよびフェラル							WAT025604	8005-0835*

*このフィッティングは 8005-0823、8005-0826、8005-0822 に使用します

HPLC フィッティング、フェラル、ユニオン

品名	入数	参考部品番号	Agilent CrossLab 部品番号
圧縮ネジ、ステンレス製、外径 1/16 インチ	10 個	WAT005070	8005-0837
圧縮ネジおよびフェラル	5 個	WAT025604	8005-0835
ユニオン、ステンレス製、外径 1/16 インチ	1 個	WAT097332	8005-0836

参考部品番号をご覧ください。現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける Agilent CrossLab 製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する製品とわずかに異なることがあります。すべての CrossLab 消耗品は、アジレントの 90 日間の保証付きです。

CrossLab バイアルとキャップ

Agilent CrossLab バイアルとキャップは、さまざまなメーカーの HPLC および GC に対応します。全製品一覧についてはホームページをご覧ください。

CrossLab バイアルクロスリファレンスリスト

参考部品番号をご覧くださいと、現在ご使用中の製品の代替製品としてお使いいただける CrossLab 製品がわかります。CrossLab 製品は対応する他社機器と互換性がありますが、場合によっては、CrossLab 製品の設計が対応する参考製品とわずかに異なることがあります。

ウォーターズ用 CrossLab バイアル

参考部品番号	Agilent CrossLab 部品番号	参考部品番号	Agilent CrossLab 部品番号	参考部品番号	Agilent CrossLab 部品番号
186000842	8010-0557	186000307C	8010-0542	186001133C	8010-0554
186001420	8010-0563	186000838C	8010-0553	186001134C	8010-0556
186001421	8010-0565	186000839C	8010-0555	WAT025053C	8010-0575
186001422	8010-0564	186000847C	8010-0543	WAT025054C	8010-0574



透明、2 mL 広口 (9 mm) スクリューガラス
バイアル、8010-0015

2 mL (9 mm) スクリューバイアル、ガラス製、広口

品名	入数	Agilent CrossLab 部品番号
透明	100 個	8010-0015
透明、ラベル付	100 個	8010-0014
	1000 個	8010-0175
茶色	100 個	8010-0017
茶色、ラベル付	100 個	8010-0016
	1000 個	8010-0176
スクリューバイアル、固定インサート付		
透明、インサート容量 300 μ L	100 個	8010-0008
茶色、インサート容量 300 μ L	100 個	8010-0009



広口スクリューバイアル、ラベル付、
8010-0014

広口 (9 mm) バイアル用スクリューキャップ

色	セプタムのタイプ	入数	Agilent CrossLab 部品番号
青	PTFE/シリコン	100 個	8010-0086
	PTFE/シリコン/PTFE	100 個	8010-0087
	スリット入り PTFE/シリコン	100 個	8010-0078
	圧着 PTFE/シリコン	100 個	8010-0077
	PTFE ライナ	100 個	8010-0080
	オープントップ、セプタムなし	100 個	8010-0079
赤	PTFE/シリコン	100 個	8010-0088
	PTFE/シリコン/PTFE	100 個	8010-0089
	スリット入り PTFE/シリコン	100 個	8010-0082
	圧着 PTFE/シリコン	100 個	8010-0081
	オープントップ、セプタムなし	100 個	8010-0083
オレンジ	PTFE/シリコン	100 個	8010-0084
		1000 個	8010-0186
	PTFE/シリコン/PTFE	100 個	8010-0085
		1000 個	8010-0187
	スリット入り PTFE/シリコン	100 個	8010-0075
	圧着 PTFE/シリコン	100 個	8010-0074
	オープントップ、セプタムなし	100 個	8010-0076



オレンジスクリューキャップ、広口 (9 mm)
バイアル用 PTFE/シリコンセプタム付、
8010-0084

バイアルとキャップの確実なマッチングのために、アジレントでは、CrossLab バイアルアセンブリ (バイアル、キャップ、セプタム、バイアルインサートなど) を統一して導入されることを推奨いたします。CrossLab バイアルと他のブランドのキャップ、または CrossLab キャップと他のブランドのバイアルを組み合わせて使用しないようにしてください。

2 mL (8 mm) スクリューバイアル、ガラス製、細口

品名	入数	Agilent CrossLab 部品番号
透明	100 個	8010-0011
透明、ラベル付	100 個	8010-0010
茶色	100 個	8010-0013
茶色、ラベル付	100 個	8010-0012



透明、2 mL 細口 (8 mm) スクリューガラスバイアル、8010-0011

細口 (8 mm) バイアル用スクリューキャップ

色	セプタムのタイプ	入数	Agilent CrossLab 部品番号
青	PTFE/シリコン	100 個	8010-0061
	スリット入り PTFE/シリコン	100 個	8010-0062
	PTFE/シリコン/PTFE	100 個	8010-0063
	PTFE/ブチル	100 個	8010-0064
	オープントップ、セプタムなし	100 個	8010-0065
赤	PTFE/シリコン	100 個	8010-0066
	スリット入り PTFE/シリコン	100 個	8010-0067
	PTFE/シリコン/PTFE	100 個	8010-0068
	PTFE/ブチル	100 個	8010-0069
	オープントップ、セプタムなし	100 個	8010-0070
オレンジ	PTFE/シリコン	100 個	8010-0056
	スリット入り PTFE/シリコン	100 個	8010-0057
	PTFE/シリコン/PTFE	100 個	8010-0058
	PTFE/ブチル	100 個	8010-0059
	オープントップ、セプタムなし	100 個	8010-0060
黒	PTFE/シリコン	100 個	8010-0054
	オープントップ、セプタムなし	100 個	8010-0055



オレンジスクリューキャップ、標準バイアル用 PTFE/シリコンセプタム付き、8010-0056

4 mL (13 mm) スクリューバイアル

品名	入数	Agilent CrossLab 部品番号
透明	100 個	8010-0020
茶色	100 個	8010-0021

4 mL (13 mm) スクリューバイアル用キャップ

色	セプタムのタイプ	入数	Agilent CrossLab 部品番号
黒	赤 PTFE/シリコン	100 個	8010-0095
	オープントップ、セプタムなし	100 個	8010-0096



黒スクリューキャップ、4 mL (13 mm) バイアル用 赤 PTFE/シリコンセプタム付、8010-0095

10 mL (22 mm) スクリューガラスバイアル

品名	入数	Agilent CrossLab 部品番号
透明	100 個	8010-0563



CrossLab バイアル、スクリュートップ、10 mL、22 mm、透明、8010-0563

10 mL (22 mm) バイアル用スクリューキャップ

セプタムのタイプ	色	入数	Agilent CrossLab 部品番号
セプタムなし	黒	100 個	8010-0565



CrossLab バイアルセプタム、22 mm、PTFE/シリコン、8010-0564

10 mL (22 mm) バイアル用セプタム

セプタムのタイプ	入数	Agilent CrossLab 部品番号
PTFE/シリコン	100 個	8010-0564

バイアルとキャップの確実なマッチングのために、アジレントでは、CrossLab バイアルアセンブリ (バイアル、キャップ、セプタム、バイアルインサートなど) を統一して導入されることを推奨いたします。CrossLab バイアルと他のブランドのキャップ、または CrossLab キャップと他のブランドのバイアルを組み合わせて使用しないようにしてください。

2 mL (11 mm) クリンピバイアル、ガラス製、広口

品名	入数	Agilent CrossLab 部品番号
透明	100 個	8010-0002
透明、ラベル付	100 個	8010-0001
	1000 個	8010-0170
茶色、ラベル付	100 個	8010-0003
	1000 個	8010-0172
クリンピバイアル、固定インサート付		
透明、インサート容量 300 µL	100 個	8010-0006
茶色、インサート容量 300 µL	100 個	8010-0007



クリンピガラスバイアル、ラベル付、
8010-0001

11 mm セプタム付クリンピキャップ

キャップの色	セプタムのタイプ	入数	Agilent CrossLab 部品番号
銀アルミ	PTFE/シリコン/PTFE	100 個	8010-0049
		1000 個	8010-0182
	PTFE/シリコン	100 個	8010-0050
		1000 個	8010-0183
	スリット入り PTFE/シリコン	100 個	8010-0582
	PTFE/ブチル	100 個	8010-0051
	薄型メンブレンラバー	25 個	8010-0053
	PTFE/赤ラバー	100 個	8010-0045
1000 個		8010-0181	
青アルミ	PTFE/赤ラバー	100 個	8010-0046
緑アルミ	PTFE/赤ラバー	100 個	8010-0047
赤アルミ	PTFE/赤ラバー	100 個	8010-0048
金アルミ	マグネティック	100 個	8010-0052



クリンピキャップ、PTFE/シリコン/PTFE 11 mm
セプタム付、8010-0049



マグネティッククリンピキャップ、8010-0052

バイアルとキャップの確実なマッチングのために、アジレントでは、CrossLab バイアルアセンブリ (バイアル、キャップ、セプタム、バイアルインサートなど) を統一して導入されることを推奨いたします。CrossLab バイアルと他のブランドのキャップ、または CrossLab キャップと他のブランドのバイアルを組み合わせて使用しないようにしてください。

2 mL (11 mm) スナップバイアル

品名	入数	Agilent CrossLab 部品番号
透明	100 個	8010-0024
透明、ラベル付	100 個	8010-0023
	1000 個	8010-0177
茶色	100 個	8010-0026
茶色、ラベル付	100 個	8010-0025
	1000 個	8010-0178



スナップバイアル、ラベル付、8010-0025

11 mm セプタム付スナップキャップ

キャップの色	セプタムのタイプ	入数	Agilent CrossLab 部品番号
透明	PTFE/赤シリコン	100 個	8010-0104
	PTFE/シリコン/PTFE	100 個	8010-0105
	スリット入り PTFE/白シリコン	100 個	8010-0106
	透明ポリエチレンメンブレン	100 個	8010-0107
青	PTFE/赤シリコン	100 個	8010-0108
	PTFE/白シリコン	100 個	8010-0112
緑	PTFE/赤シリコン	100 個	8010-0109
	PTFE/赤シリコン	100 個	8010-0103
オレンジ	PTFE/赤シリコン	100 個	8010-0103
	PTFE/赤シリコン	1000 個	8010-0189
	PTFE/白シリコン	100 個	8010-0111
	スリット入り、PTFE/白シリコン	1000 個	8010-0190
	スリット入り、PTFE/白シリコン	100 個	8010-0113
赤	PTFE/赤シリコン	100 個	8010-0110
ポリウレタン		100 個	8010-0115



オレンジスナップキャップ、PTFE/赤シリコン
11 mm セプタム付き、8010-0103

1 mL (8 mm) スナップシェルバイアルキット、100 個

バイアル のタイプ	キャップ	Agilent CrossLab 部品番号
透明	ポリプロピレン	8010-0574
茶色	ポリプロピレン	8010-0575


バイアルとキャップの確実なマッチングのために、アジレントでは、CrossLab バイアルアセンブリ (バイアル、キャップ、セプタム、バイアルインサートなど) を統一して導入されることを推奨いたします。CrossLab バイアルと他のブランドのキャップ、または CrossLab キャップと他のブランドのバイアルを組み合わせて使用しないようにしてください。



CrossLab バイアル、スナップシェルバイアル、
1 mL、8 mm、透明、ポリプロピレンキャップ付、
8010-0574



装置メーカーを問わずに使用できる消耗品、Agilent CrossLab に、電気化学計用消耗品が加まりました。詳しくはお問い合わせください。



CrossLab バイアル、スナップシェルバイアル、
1 mL、8 mm、茶色、ポリプロピレンキャップ付、
8010-0575

ポリプロピレン製バイアル

品名	推奨充填 ポリリューム	最大充填 ポリリューム	入数	Agilent CrossLab 部品番号
ポリプロピレン、クリンプ/スナップ	250 µL	440 µL	100 個	8010-0158
ポリプロピレン、クリンプ/スナップ	250 µL	440 µL	1000 個	8010-0193
ポリプロピレン、クリンプ/スナップ	0.7 mL	1 mL	100 個	8010-0159
ポリプロピレン、スクリュートップ	250 µL	440 µL	100 個	8010-0161
ポリプロピレン、スクリュートップ	250 µL	440 µL	1000 個	8010-0194
ガラスインサート付ポリプロピレン、クリンプ/スナップバイアル	250 µL	350 µL	100 個	8010-0160
ガラスインサート付ポリプロピレン、スクリュートップ	250 µL	350 µL	100 個	8010-0162



赤ラバーセプタム (19 m)、5 mL および 10 mL
スナップキャップ用、8010-0340

8 mm スクリューバイアル用マイクロポリリュームインサート

品名	推奨充填 ポリリューム	最大充填 ポリリューム	入数	Agilent CrossLab 部品番号
ガラスコニカルインサート、樹脂足付	150 µL	200 µL	100 個	8010-0124
先細ガラスインサート	150 µL	200 µL	100 個	8010-0125
平底ガラスインサート	200 µL	200 µL	100 個	8010-0126



250 µL コニカルインサート、樹脂脚付、
8010-0131

11 mm クリンプトップまたは 9 mm スクリューバイアル用マイクロポリリュームインサート

品名	推奨充填 ポリリューム	最大充填 ポリリューム	入数	Agilent CrossLab 部品番号
コニカルインサート、樹脂足付	250 µL	350 µL	100 個	8010-0131
先細ガラスインサート	250 µL	350 µL	100 個	8010-0132
平底ガラスインサート	400 µL	440 µL	500 個	8010-0136



250 µL 先細ガラスインサート、8010-0132

4 mL (13 mm) スクリューバイアル用マイクロポリリュームインサート

品名	推奨充填 ポリリューム	最大充填 ポリリューム	入数	Agilent CrossLab 部品番号
先細インサート、フランジ付	250 µL	350 µL	100 個	8010-0558

バイアルとキャップの確実なマッチングのために、アジレントでは、CrossLab バイアルアセンブリ (バイアル、キャップ、セプタム、バイアルインサートなど) を統一して導入されることを推奨いたします。CrossLab バイアルと他のブランドのキャップ、または CrossLab キャップと他のブランドのバイアルを組み合わせて使用しないようにしてください。

CrossLab ウェルプレートとシーリングマット

Agilent CrossLab は、サンプル収集、保管など、さまざまなシーリングオプションを備えたポリプロピレン製のオートサンブラ用ウェルプレート (96 ウェルまたは 384 ウェル) を提供しています。

ウェルプレート

品名	ウェル容量 (mL)	材質	プレートの高さ (mm)	ウェルの深さ (mm)	ウェルの形状	下部形状	入数	Agilent CrossLab 部品番号
96 ウェルプレート	0.2	ポリプロピレン	20.9	20.9	ラウンド	コニカル	50 個	8010-0532
96 ウェルプレート	0.5	ポリプロピレン	26.5	21.6	ラウンド	ラウンド	56 個	8010-0533
96 ウェルプレート	1.0	ポリプロピレン	39.1	37.1	ラウンド	ラウンド	32 個	8010-0534
96 ウェルプレート	2.0	ポリプロピレン	44	41.85	ラウンド	ラウンド	32 個	8010-0536
384 ウェルプレート	0.1	ポリプロピレン	14.4	11.7	スクウェア	ラウンド	120 個	8010-0538
384 ウェルプレート	0.25	ポリプロピレン	22	19.5	スクウェア	ラウンド	60 個	8010-0539

シーリングマットとアクセサリ

品名	入数	Agilent CrossLab 部品番号
0.2 mL 96 ウェルプレート用シーリングマット、熱可塑性エラストマー (TPE)	5 個	8010-0577
0.5 mL および 1.0 mL 96 ウェルプレート用シーリングマット、熱可塑性エラストマー (TPE)	50 個	8010-0535
2 mL 96 ウェルプレート用シーリングマット、エチレン酢酸ビニル (EVA)	50 個	8010-0537
384 ウェルプレート用シーリングテープ、ポリエチレン	100 個	8010-0540
シーリングホイール、粘着式、高い透明度、すべてのプレートに対応、ポリエチレンテレフタレート (PET)	100 個	8010-0541
シーリングホイール、粘着式、すべてのプレートに対応、ポリエチレン	100 個	8010-0578



96 ウェルプレート、
交換型シーリングマット付き、8010-0534

高性能消耗品をすべての GC、LC ユーザーに

Agilent CrossLab 消耗品は、メーカーを問わず、お使いの分析装置 で使用いただけるように設計された高性能・高品質の消耗品です。アジレントの厳格な基準に従って製造されており、幅広いラインナップを揃えています。さらに次のメリットもあります。

- ・ 90 日間の保証
- ・ 充実した技術サポートと迅速なデリバリー

GC 消耗品：

- ・ オートサンブラシリンジ
- ・ カラムフェラル
- ・ カラムナット
- ・ 注入口ライナ
- ・ ライナ O-リング
- ・ ウルトライナート注入口ライナ
- ・ 注入口セプタム

電気化学計消耗品：

- ・ pH 電極
- ・ pH バッファ
- ・ pH 参照溶液
- ・ その他

LC 消耗品：

- ・ オートサンブラシリンジ
- ・ オートサンブラ用消耗品
- ・ キャピラリー、チューブ、フィッティング
- ・ 検出器ランプ
- ・ メンテナンスキット
- ・ ポンプ用消耗品
- ・ サンプルループ
- ・ バルブ用消耗品

汎用消耗品：

- ・ ウェルプレート、シーリングマット
- ・ オートサンブラバイアル、キャップ

消耗品だけでなく、機器メーカーにかかわらずラボ全体の分析機器をサポートする

「CrossLabサービス」も提供しています。

- ・ CrossLab 機器サービス
- ・ CrossLab コンプライアンスサービス
- ・ CrossLab 移設サービス

詳細情報

ホームページ

www.agilent.com/chem/CrossLab:jp

カスタムコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com

本資料に記載の情報は、予告なしに変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社

© Agilent Technologies, Inc. 2014

Printed in Japan, March 27, 2014

5991-2268JAJP



Agilent Technologies