

クリンピングを簡単に

アジレントオートクリンパ

The Measure of Confidence

アジレントオートクリンパとデキャッパ

生産性を向上させるアジレントのオートクリンパとデキャッパ

- **費用の削減**：タイトな密閉を毎回実現。サンプルのロス、漏出、バイアル破損を防止
- **手間の軽減**：簡単で迅速。大量のサンプルでも手首への負担を防止
- **時間の節約**：密集したバイアルにもフィットするスリムなヘッド
オートサンプルトレイで直接バイアルをクリンピング
- **汎用性**：多数の設定とアタッチメントで、各種のキャップサイズに適合
- **使いやすさ**：クリンパ/デキャッパ作業をさらに軽減するベースユニット
- **強かさ**：高性能オートクリンパ/デキャッパは、高温アプリケーションに必要な硬質キャップをクリンピング可能



お客様のアプリケーションに合わせて、
最適なバイアルをお探しいただけます。

アジレント認定バイアルと Agilent CrossLab バイアル、
キャップを迅速かつ簡単に検索できます。

www.agilent.com/chem/jp



高性能オートクリンパとベースユニット
ヘッドを交換することで、さまざまなバイアルで
使用できます。



Agilent Technologies



品名	部品番号
標準オートクリンパ/デキャッパ	
オートクリンパ: 11 mm、6.4 V 充電式バッテリーと電源アダプタが付属	5190-3188
オートデキャッパ: 11 mm、6.4 V 充電式バッテリーと電源アダプタが付属	5190-3190
オートクリンパ: 20 mm、6.4 V 充電式バッテリーと電源アダプタが付属	5190-3189
オートデキャッパ: 20 mm、6.4 V 充電式バッテリーと電源アダプタが付属	5190-3191
高性能オートクリンパ/デキャッパ	
高性能オートクリンパボディ、電源アダプタ付 ※充電式ではありません。	5190-4061
高性能オートクリンパヘッドセット、11 mm	5190-4062
高性能オートデキャッパヘッドセット、11 mm	5190-4063
高性能オートクリンパヘッドセット、20 mm	5190-4064
高性能オートデキャッパヘッドセット、20 mm	5190-4065
高性能オートクリンパボディおよびヘッドセットバンドル、20 mm	5190-4067
アクセサリ	
6.4 V 充電式バッテリー (リチウムイオン電池)、交換用、本体内蔵型	5190-3192
オートクリンパ用ベースユニット	5190-4066

* 300 °C までの高温アプリケーションには、高性能セプタムを備えたスチール製キャップを推奨します。硬質キャップでは、クリンピングに必要な力が大きくなるため、高性能オートクリンパが最適です。



2 分間のビデオで、オートクリンパの利点と使用方法を説明しています。

www.agilent.com/chem/jp

本資料記載の情報は予告なしに変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社
© Agilent Technologies, Inc. 2014
Published in Japan, June 20, 2014
5991-4773JAJP

