

NEW!

**40%
OFF**

SureSelect Human All Exon V7

新発売記念 **40% OFF!**
お試しキャンペーン



新しい SureSelect Human All Exon V7 で 最高のエクソーム解析を実現

新しいエクソーム、SureSelect Human All Exon V7 は、最小限のシーケンス量で比類ないカバレッジを得られる、スマートなデザインです。GRCh38/hg38* ゲノムアセンブリを用いてデザインされており、主要なデータベースからのコーディング領域を徹底的にカバーし、「キャプチャが難しい」とされるエクソンも含めた包括的なコンテンツにアクセスできる新しいデザインです。

発売を記念して、多くのお客様にお試しいただきたく、16 反応分のキットに限り、40% OFF でご提供いたします。ぜひお試しください。

* hg19 ゲノムアセンブリに基づく chromosome coordinate 情報も提供

スマートなデザイン
最小限のシーケンス量で最高のカバレッジを実現

サンプルあたりの
シーケンスコストを軽減

最新バージョンの RefSeq, GENCODE, CCDS,
UCSC Known Genes に基づくデザイン

キャプチャが難しいエクソンを含め
包括的にシーケンスが可能

微量・FFPE などあらゆるニーズに応えた
各種ライブラリ調製に最適化

ライブラリ調製からデータ解析まで
幅広い製品ラインナップ

キャンペーン期間

2018年4月19日(木) ~ 6月29日(金) ご注文分まで
期間中、1 回限りとさせていただきます。

対象製品

SureSelect All Exon V7 キャプチャライブラリ, 16 反応

型番	製品名	通常価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
5191-4004	SureSelect XT Human All Exon V7 キャプチャライブラリ, 16 反応	578,000	346,800

**40%
OFF**

製品情報

SureSelect Human All Exon V7 シリーズは、16 反応キットに加え、96 反応および自動化対応のキットもご用意しております。また、Plus 1 は、カスタム領域を追加することができる製品で、デザインのご相談を承ります。お気軽にご相談ください。V7 のデザインに、OneSeq のバックボーンを付加した製品もご利用いただけます。

製品名	16 反応	96 反応	自動化 96 反応
SureSelectXT Human All Exon V7	5191-4004	5191-4005	5191-4006
SureSelectXT Human All Exon V7 Plus 1	5191-4010	5191-4011	5191-4012
OneSeq 300 kb CNV Backbone + Human All Exon V7	5191-4022	5191-4023	5191-4024
OneSeq 1 Mb CNV Backbone + Human All Exon V7	5191-4025	5191-4026	5191-4027

新製品情報

Index hopping の影響を大幅に低減 !!

Index hopping の影響を大幅に低減できる P5 Indexed Adaptors が発売になりましたのでお知らせします。本製品は、SureSelect XT HS Reagents または XT Low Input Reagents とともに使用し、Dual Index のライブラリを調製するための試薬です。

特長

- ・ライブラリの両端にユニークな Index である Unique Dual Index を付加
- ・96 通りの Unique Dual Index により Index hopping 対策をしながら最大 96 マルチプレックスが可能

製品情報

型番	製品名
5191-4056	SureSelect XT Low Input Dual Index P5 Indexed Adaptors 1-96

※ XT HS Reagents を使用した場合でも、Dual Index にした場合はライブラリに分子バーコードは含まれません。
※上記製品にはキャプチャライブラリは含まれておりません。シーケンスしたい領域に対応したキャプチャライブラリが別途必要です。
※本製品のシーケンスは、イルミナ社のシーケンサーをご利用ください。

分子バーコード、FFPE サンプル対応の次世代シーケンス用ターゲットエンリッチメント試薬とご一緒にご利用ください。

製品情報

型番	製品名	FFPE サンプル	分子バーコード	インプット量	インデックス
SureSelect XT HS					
G9702A	SureSelect XT HS Reagents (index 1-16), イルミナ, 16 反応				
G9702B	SureSelect XT HS Reagents (index 17-32), イルミナ, 16 反応	対応	対応	10 - 200 ng	最大 32 種
G9702C	SureSelect XT HS Reagents (index 1-32), イルミナ, 96 反応				
SureSelect XT Low Input					
G9703A	SureSelect XT Low Input Reagents (index 1-96), イルミナ, 96 反応				
G9703B	SureSelect XT Low Input Reagents (index 97-192), イルミナ, 96 反応	対応	オプション	10 - 200 ng	最大 192 種

上記製品にはキャプチャライブラリは含まれておりません。シーケンスしたい領域に対応したキャプチャライブラリを別途ご用意ください。

販売店

[お問い合わせ窓口]

アジレント・テクノロジー株式会社

本社 / 〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1

●カスタムコンタクトセンター ☎ 0120-477-111

mail : email_japan@agilent.com

※仕様は予告なく変更する場合があります。

※本資料掲載の製品はすべて研究用です。

その他の用途にご利用いただくことはできません。

※本資料掲載の価格は全てメーカー希望小売価格(税抜)です。

<http://AgilentGenomics.jp>

© Agilent Technologies, Inc. 2018

本書の一部または全部を書面による事前の許可なしに複製、
改変、翻訳することは、著作権法で認められている場合を除き、
法律で禁止されています。

Printed in Japan, Apr. 19, 2018

5991-9214JAJP



Trusted Answers