

# 2018~2019 年度末 キャンペーン

20%  
OFF

キャンペーン  
期間

2018.11.5(月)~2019.1.31(木)  
ご注文分まで

対象製品

本リーフレット掲載の  
マイクロアレイと試薬・消耗品全品

数量・ご利用回数に制限はありません。

アジレント  
マイクロアレイ



## 遺伝子発現 / Exon マイクロアレイ (Human、Mouse、Rat)

品名	アレイ フォーマット	カタログアレイ			受注製造		
		型番	スライド 入数	20%OFF キャンペーン価格(税抜)	型番	スライド 入数	20%OFF キャンペーン価格(税抜)
<b>Human</b>							
SurePrint G3 Human GE Ver 3.0	8 x 60 K	G4851C	3	¥540,000	G4858A#72363	1	¥180,000
SurePrint G3 Human GE Ver 2.0	8 x 60 K	G4851B	3		G4858A#39494	1	
SurePrint G3 Human GE	8 x 60 K				G4858A#28004	1	
Whole Human Genome Ver 2.0	4 x 44 K	G4845A	5	¥506,400	G2519F#26652	1	¥100,800
Whole Human Genome	4 x 44 K	G4112F	5		G2519F#14850	1	
SurePrint G3 Human Exon	2 x 400 K				G4856A#28680	1	¥100,800
	4 x 180 K				G4857A#28679	1	¥118,400
<b>Mouse</b>							
SurePrint G3 Mouse GE Ver 2.0	8 x 60 K	G4852B	3	¥540,000	G4858A#74809	1	¥180,000
SurePrint G3 Mouse GE	8 x 60 K	G4852A	3		G4858A#28005	1	
Whole Mouse Genome Ver 2.0	4 x 44 K	G4846A	5	¥506,400	G2519F#26655	1	¥100,800
Whole Mouse Genome	4 x 44 K				G2519F#14868	1	
SurePrint G3 Mouse Exon	2 x 400 K				G4856A#28727	1	¥100,800
	4 x 180 K				G4857A#30493	1	¥118,400
<b>Rat</b>							
SurePrint G3 Rat GE Ver 2.0	8 x 60 K	G4853B	3	¥540,000	G4858A#74036	1	¥180,000
SurePrint G3 Rat GE	8 x 60 K				G4858A#28279	1	
Whole Rat Genome Ver 3.0	4 x 44 K				G2519F#28282	1	¥100,800
Whole Rat Genome	4 x 44 K				G2519F#14879	1	
SurePrint G3 Rat Exon	2 x 400 K				G4856A#28728	1	¥100,800
	4 x 180 K				G4857A#28744	1	¥118,400

年度末キャンペーンサイト

<http://www.agilent.co.jp/chem/arraypromo2018>



## 遺伝子発現マイクロアレイ (モデル生物、受注製造品)

8 x 60 K フォーマット			型番	20%OFF キャンペーン価格 (税抜)	
			G4858A#XXXXX	<b>¥180,000</b>	
#75606	カニクイザル	M.fascicularis	#84626	NEW マーモセット	C.jacchus
#77089	チャイニーズハムスター	C.griseus	#84825	NEW ウシ	Bos Taurus
#84307	メダカ	O.latipes	#84914	NEW ニワトリ	Gallus gallus
#80322	カイコ	B.mori	#84922	NEW ネコ	Felis catus
#84308	NEW ウキクサ	S.polyrhiza	#85076	NEW シロイヌナズナ	A.thaliana Ver 4.0
#84310	NEW ヒト循環器系遺伝子		#85425	NEW ハダカデバネズミ	H.glaber
#84312	NEW Human Protein-coding				

4 x 180 K フォーマット			型番	20%OFF キャンペーン価格 (税抜)	
			G4857A#XXXXX	<b>¥118,400</b>	
#85125	NEW ダイズ	Glycine max			

4 x 44 K フォーマット			型番	20%OFF キャンペーン価格 (税抜)	
			G2519F#XXXXX	<b>¥100,800</b>	

動物			植物 / 微生物		
#20186	線虫	Caenorhabditis elegans Ver 2.0	#15060	イネいもち病菌	Magnaporthe Ver 2.0
#20449	ハマダラ蚊	Anopheles gambiae	#15072	酵母	Saccharomyces Cerevisiae
#20908	ウサギ	Oryctolagus cuniculus	#15241	イネ	RAP-DB
#20938	タイセイヨウサケ	Salmon salar	#16047	トウモロコシ	Maize
#21193	イヌ	Canis familiaris Ver 2.0	#16772	ダイズ	Glycine max
#21322	ウマ	Equus caballus	#21113	タバコ	Nicotiana tabacum
#21791	ショウジョウバエ	D. melanogaster Ver 2.0	#21169	シロイヌナズナ	A.thaliana Ver 4.0
#23448	カエル	Xenopus Laevis Ver 2.0	#21623	オオムギ	Hordeum vulgare
#23647	ウシ	Bovine Ver 2.0	#22270	トマト	Solanum lycopersicum
#26437	ゼブラフィッシュ	Danio rerio Ver 3.0	#22297	コムギ	Triticum aestivum
#26440	ブタ	Sus Scrofa Ver 2.0	#22520	セイヨウアブラナ	Brassica nepus
#26441	ニワトリ	Gallus gallus Ver 2.0	#22523	ワタ	Gossypium hirsutum
#26806	アカゲザル	Macaca mulatta Ver 2.0	#22524	タルウマゴヤシ	M.truncatula
#84306	メダカ	O.latipes	#84662	NEW ウキクサ	S.polyrhiza
#84319	NEW ヒト循環器系遺伝子				
#84340	NEW Human Protein-coding				
#85008	NEW ネコ	Felis catus			

8 x 15 K フォーマット			型番	20%OFF キャンペーン価格 (税抜)	
			G4813A#XXXXX	<b>¥114,400</b>	
#19921	ヒツジ	Ovis aries	#16322	酵母	Saccharomyces Cerevisiae
			#20097	大腸菌	Escherichia coli

## miRNA マイクロアレイ

品名	アレイフォーマット	型番	カタログアレイ		受注製造		
			スライド入数	20%OFF キャンペーン価格 (税抜)	型番	スライド入数	20%OFF キャンペーン価格 (税抜)
SurePrint G3 Human miRNA Rel.21.0	8 x 60 K	G4870C	3	¥538,400	G4872A#70156	1	<b>¥180,000</b>
SurePrint G3 Human miRNA Rel.19.0	8 x 60 K				G4872A#46064	1	
SurePrint G3 Mouse miRNA Rel.21.0	8 x 60 K	G4859C	3	¥538,400	G4872A#70155	1	
SurePrint G3 Mouse miRNA Rel.19.0	8 x 60 K				G4872A#46065	1	
Rat miRNA Rel.21.0	8 x 15 K				G4471A#70154	1	
Rat miRNA Rel.19.0	8 x 15 K				G4471A#46066	1	

※ miRBase リリース 18 以前のリリースを基にした製品もご注文いただけます。詳細はお問合せください。



# CGH / CGH + SNP マイクロアレイ (Human)

品名	カタログアレイ				受注製造		
	アレイフォーマット	型番	スライド入数	20%OFF キャンペーン価格 (税抜)	型番	スライド入数	20%OFF キャンペーン価格 (税抜)
SurePrint G3 CGH+SNP	2 x 400 K	G4842A	5	¥520,800			
SurePrint G3 CGH+SNP (ISCA)	4 x 180 K	G4890A	3	¥364,000			
SurePrint G3 Cancer CGH+SNP	4 x 180 K				G4869A	3	¥364,000
SurePrint G3 Human CGH 1 x 1 M	1 x 1 M	G4447A	5	¥408,800	G4824A#21529	1	¥81,600
SurePrint G3 Human CGH 2 x 400 K	2 x 400 K	G4448A	5	¥520,800	G4825A#21850	1	¥104,000
SurePrint G3 Human CGH 4 x 180 K	4 x 180 K	G4449A	3	¥364,000	G4826A#22060	1	¥121,600
SurePrint G3 Human CGH 8 x 60 K	8 x 60 K	G4450A	3	¥421,600	G4827A#21924	1	¥140,000
Human Genome CGH 244A	1 x 244 K				G4423B#14693	1	¥68,800
Human Genome CGH 105A	2 x 105 K				G4425B#14698	1	¥88,800
Human Genome CGH 4 x 44 K	4 x 44 K	G4413A	3	¥314,400	G4426B#14950	1	¥103,200
SurePrint G3 Human CGH 8 x 60 K (ISCA)	8 x 60 K				G4827A#31746	1	¥140,000
Human CGH 4 x 44 K (ISCA)	4 x 44 K				G4426B#31747	1	¥103,200
SurePrint G3 Human CGH 4 x 180 K (ISCA)	4 x 180 K				G4826A#31748	1	¥121,600
Human CGH 2 x 105 K (ISCA)	2 x 105 K				G4425B#31750	1	¥88,800
SurePrint G3 Human High-Res Discovery	1 x 1 M				G4824A#23642	1	¥81,600
SurePrint G3 Human CNV	2 x 400 K				G4825A#21365	1	¥104,000
GenetiSure Postnatal Research CGH+SNP	2 x 400 K	G5974A	5		G5977A#78737	1	
GenetiSure Cancer Research CGH+SNP	2 x 400 K	G5975A	5	¥520,800	G5977A#78799	1	¥104,000

※ モデル生物用 CGH アレイはお問合せください。

## 1 枚から作れるカスタムアレイ

	SurePrint G3 Microarray				SurePrint HD Microarray			
	1 x 1 M	2 x 400 K	4 x 180 K	8 x 60 K	1 x 244 K	2 x 105 K	4 x 44 K	8 x 15 K
遺伝子発現用	型番 G4860A	型番 G4861A	型番 G4862A	型番 G4102A	型番 G4502A	型番 G4503A	型番 G2514F	型番 G2509F
	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥79,200	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥100,800	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥118,400	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥180,000	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥67,200	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥86,400	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥100,800	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥114,400
miRNA 用				型番 G4871A				型番 G4474A
				20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥180,000				20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥180,000
CGH 用	型番 G4123A	型番 G4124A	型番 G4125A	型番 G4126A	型番 G4423A	型番 G4425A	型番 G4426A	型番 G4427A
	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥81,600	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥104,000	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥121,600	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥140,000	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥68,800	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥88,800	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥103,200	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥118,400
CGH+SNP 用	型番 G4882A	型番 G4883A	型番 G4884A	型番 G4885A				
	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥81,600	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥104,000	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥121,600	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥140,000				
ChIP-on-chip 用	型番 G4819A	型番 G4820A	型番 G4821A	型番 G4822A	型番 G4496A	型番 G4498A	型番 G4497A	型番 G4499A
	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥79,200	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥100,800	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥118,400	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥136,000	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥67,200	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥86,400	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥100,800	20%OFF キャンペーン価格 (税抜) ¥114,400

※ カスタムアレイの価格は、すべて 1 スライドあたりの価格となります。

- デザイン作成用 WEB ツールは、eArray (遺伝子発現、miRNA 用) または、SureDesign (CGH、ChIP-on-chip 用) をご利用ください。
- カスタムアレイのご注文の際には、型番と作成されたデザインの ID 番号 (6 桁) をご連絡ください。
- 受注製造アレイおよびカスタムアレイは、納期 4 ~ 6 週間程度いただいておりますのでご了承ください。
- マイクロアレイは、製品の箱に記載の保証期限までにお使いください。
- 新規ユーザーの方は、専用オープン、スキャナが別途必要となりますので、弊社までお問合せください。
- SurePrint G3 マイクロアレイ (1 x 1 M、2 x 400 K、4 x 180 K、8 x 60 K の各フォーマット製品) の解析には弊社製マイクロアレイスキャナシステム (高解像度仕様) が必要です。ご購入につきましては弊社までお問合せください。
- 紙面の都合で掲載していない商品も多数ございます。お探しの商品が、このリストに見当たらない場合は弊社までお問合せください。

# 試薬・消耗品・器具

20%  
OFF

型番	品名	20%OFF キャンペーン価格 (税抜)	備考
<b>遺伝子発現 / Exon マイクロアレイ用試薬</b>			
5188-5282	RNA Spike In Kit (1 カラー用)	¥64,000	使用条件により試料数は異なります。
5188-5279	RNA Spike In Kit (2 カラー用)		使用条件により試料数は異なります。(Min40 × 試料数可能)
5190-0442	Quick-Amp Labeling Kit (1 カラー用)	¥236,800	20 反応。Cyanine3 色素を含む。
5190-0444	Quick-Amp Labeling Kit (2 カラー用)		各 10 反応。Cyanine3、Cyanine5 色素を含む。
5190-2305	Low Input Quick-Amp Labeling Kit (1 カラー用)	¥178,400	24 反応。Cyanine3 色素を含む。
5190-2306	Low Input Quick-Amp Labeling Kit (2 カラー用)	¥356,800	各 24 反応。Cyanine3、Cyanine5 色素を含む。
5190-2943	Low Input Quick-Amp WT Labeling Kit (1 カラー用)	¥178,400	原核生物、Exon 用。24 反応。Cyanine3 色素を含む。
5190-2944	Low Input Quick-Amp WT Labeling Kit (2 カラー用)	¥356,800	原核生物、Exon 用。各 24 反応。Cyanine3、Cyanine5 色素を含む。
5188-5242	Gene Expression Hybridization Kit	¥27,200	10 スライド分 (4 x 44 K フォーマット)、12 スライド分 (8 x 60 K フォーマット)
5188-5327	Gene Expression Wash Pack	¥38,400	Wash1 (4 L) × 2 (1 洗浄で約 500 ~ 700 mL 使用)、Wash2 (4 L) × 1 (1 洗浄で約 250 ~ 350 mL 使用)、10% TritonX-102 1.35 mL × 6
<b>miRNA マイクロアレイ用試薬</b>			
5190-1934	miRNA Spike In Kit	¥83,200	384 反応
5190-0456	miRNA Complete Labeling Reagent and Hyb Kit	¥329,600	ラベル化およびハイブリキット 24 反応。Cyanine-pCp3 色素を含む。
5188-5327	Gene Expression Wash Pack	¥38,400	Wash1 (4 L) × 2 (1 洗浄で約 500 ~ 700 mL 使用)、Wash2 (4 L) × 1 (1 洗浄で約 250 ~ 350 mL 使用)、10% TritonX-102 1.35 mL × 6
<b>CGH マイクロアレイ用試薬</b>			
5190-3400	SureTag DNA Labeling Kit <b>劇</b>	¥244,000	各 25 反応 (8 Pack の場合は、各 50 反応)。Cyanine3、Cyanine5 色素、制限酵素、ラベル化試薬、ラベル化 DNA 精製カラムを含む。 *「毒物及び劇物指定令」で指定された「劇物」に該当します。
5190-4240	SureTag Complete DNA Labeling Kit <b>劇</b>	¥254,400	各 25 反応 (8 Pack の場合は、各 50 反応)。Cyanine3、Cyanine5 色素、制限酵素、ラベル化試薬、ラベル化 DNA 精製カラム、ヒト標準ゲノムを含む。 *「毒物及び劇物指定令」で指定された「劇物」に該当します。
5190-3391	SureTag Labeling Kit RT Components	¥22,400	カラム 50 個 (5190-3400 / 5190-4240 の追加用カラム)
5190-0419	Genomic DNA ULS Labeling Kit	¥64,800	パラフィン包埋試料対応ラベル化キット。5 スライド分 (1 x 244 K、1 x 1 M) (他のフォーマットの場合は、5190-0418 が必要)
5190-0418	Genomic DNA Purification Module	¥11,200	カラム 10 個 (5190-0419 追加用カラム)
5190-0450	Genomic DNA High-Throughput ULS Labeling Kit	¥119,200	ハイスループットのパラフィン包埋試料対応ラベル化キット。12 スライド分 (1 x 244 K、1 x 1 M) (他のフォーマットの場合は、5190-0451 または 5190-0418 が必要)
5190-0451	Genomic DNA 96-well Purification Module	¥21,600	未反応色素除去用、洗浄用、回収用プレート (各 1 個) (5190-0450 追加用)
5190-3393	Human Cot-1 DNA	¥28,000	12 反応 (1 x 244 K、1 x 1 M)、25 反応 (2 x 105 K、2 x 400 K)、125 反応 (4 x 44 K、4 x 180 K)、312 反応 (8 x 15 K、8 x 60 K)
5188-5220	aCGH/ChIP-on-chip Hybridization Kit (25)	¥51,200	25 スライド分
5188-5226	aCGH/ChIP-on-chip Wash Buffer 1 and 2	¥39,200	Wash1 (4 L) × 2 (1 洗浄で約 500 ~ 700 mL 使用)、Wash2 (4 L) × 1 (1 洗浄で約 250 ~ 350 mL 使用)
<b>共通の消耗品・器具</b>			
G2534-60003	1 x 244 K、1 x 1 M アレイフォーマット用消耗品	¥17,600	ガasketスライド、5 個セット
G2534-60008		¥59,200	ガasketスライド、20 個セット
G2534-60002	2 x 105 K、2 x 400 K アレイフォーマット用消耗品	¥17,600	ガasketスライド、5 個セット
G2534-60009		¥59,200	ガasketスライド、20 個セット
G2534-60011	4 x 44 K、4 x 180 K アレイフォーマット用消耗品	¥20,800	ガasketスライド、5 個セット
G2534-60012		¥71,200	ガasketスライド、20 個セット
G2534-60014	8 x 15 K、8 x 60 K アレイフォーマット用消耗品	¥20,800	ガasketスライド、5 個セット
G2534-60015		¥70,400	ガasketスライド、20 個セット
G2534A	ハイブリダイゼーションチャンバ	¥49,600	各種フォーマットに対応 (ガasketスライドは含まれません)

- 試薬や消耗品は、製品の箱またはチューブの入った小袋やボトルなどに記載の保証期限までにお使いください。
- 紙面の都合で掲載していない商品も多数ございます。お探しの商品が、このリストに見当たらない場合は弊社までお問合せください。

販売店

[ お問い合わせ窓口 ]

アジレント・テクノロジー株式会社

本社 / 〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1

●カスタムコンタクトセンター ☎0120-477-111

mail : email\_japan@agilent.com

※仕様は予告なく変更する場合があります。

※本資料掲載の製品はすべて研究用です。

その他の用途にご利用いただくことはできません。

※本資料掲載の価格はすべてメーカー希望小売価格(税抜)です。

<http://AgilentGenomics.jp>

© Agilent Technologies, Inc. 2018

本書の一部または全部を書面による事前の許可なしに複製、  
改変、翻訳することは、著作権法で認められている場合を除き、  
法律で禁止されています。

Printed in Japan, Nov. 5, 2018

5994-0354JAJP



Trusted Answers