

まとめ買いのチャンス!

Brilliant III リアルタイム PCR 用 マスターミックス キャンペーン

Brilliant Performance. Brilliant Results.



Brilliant III リアルタイム PCR 用マスターミックス

- 独自に開発した酵素で**高感度!**
- AriaMx (アジレント社)をはじめ、**他社 Fast タイプの装置でも使用可能!**
- HotStart テクノロジーの改良と Buffer の最適化で**プライマーダイマーを抑制!**

キャンペーン期間

2019年 **1月7日** (月) ~ **3月29日** (金) ご注文分まで

キャンペーン内容

同一製品 **5キットまとめて30% オフ**

複数の組み合わせは対象外とさせていただきます。
数量・ご利用回数に制限はありません。

キャンペーンコード

B3X5 ※ご注文の際には必ず備考欄にキャンペーンコードをご記入ください。

対象商品

**30%
OFF**

| 製品 | ROX | 容量 | 型番 | 5キットでの 通常価格 (税抜) | 5キットおまとめ キャンペーン価格 (税抜)* |
|---|--------------|---------|--------|---------------------|----------------------------|
| SYBR Green I 検出用 | | | | | |
| Brilliant III Ultra-Fast SYBR Green QPCR Master Mix | 別添付 | 400 反応分 | 600882 | 75,000円 | 52,500円 |
| Brilliant III Ultra-Fast SYBR Green QPCR Master Mix, Low ROX Plus | 混合済 (低濃度) | 400 反応分 | 600892 | 75,000円 | 52,500円 |
| Brilliant III Ultra-Fast SYBR Green QPCR Master Mix, High ROX Plus | 混合済 (高濃度) | 400 反応分 | 600889 | 175,000円 | 122,500円 |
| Brilliant III Ultra-Fast SYBR Green QRT PCR Master Mix SYBR 用 1-step RT-PCR | 別添付 | 400 反応分 | 600886 | 555,000円 | 388,500円 |
| プローブ検出用 | | | | | |
| Brilliant III Ultra-Fast QPCR Master Mix プローブ用 | 別添付 | 400 反応分 | 600880 | 145,000円 | 101,500円 |
| Brilliant III Ultra-Fast QPCR Master Mix プローブ用, High ROX Plus | 混合済 (高濃度) | 400 反応分 | 600888 | 275,000円 | 192,500円 |
| Brilliant III Ultra-Fast QPCR Master Mix プローブ用, Low ROX Plus | 混合済 (低濃度) | 400 反応分 | 600890 | 275,000円 | 192,500円 |
| Brilliant III Ultra-Fast QRT PCR Master Mix プローブ用 1-step RT-PCR | 別添付 | 400 反応分 | 600884 | 490,000円 | 343,000円 |

* 5キット以上お求めの場合もキャンペーンの対象となりますので、お問い合わせください。

お手頃
価格の

1

カラー から

ハイ
エンドな

6

カラー まで

選べるオプティカルモジュール **新登場**

AriaMx リアルタイム PCR システム




目的に合わせてご希望のオプティカルモジュールを選択できる
AriaMx リアルタイム PCR システムが登場しました!

選べるオプティカルモジュール

| 色素 | 蛍光検出 | |
|----------------|----------|----------|
| | 励起 | 検出 |
| FAM / SYBR | 462.5 nm | 516.0 nm |
| HEX / VIC | 535.0 nm | 555.0 nm |
| Cy3 | 542.0 nm | 568.5 nm |
| ROX / TexasRed | 585.0 nm | 610.0 nm |
| Cy5 | 635.0 nm | 665.0 nm |
| ATTO425 | 435.0 nm | 475.0 nm |



オプティカルモジュールは、1種類から最大6種類まで選択いただけます。



AriaMx
リアルタイム PCR システム
ベースユニット

+

| 選択する オプティカルモジュールの数 | 価格 (税抜) ※ |
|-----------------------|-------------|
| 1 | 2,652,000 円 |
| 2 | 3,009,000 円 |
| 3 | 3,366,000 円 |
| 4 | 3,723,000 円 |
| 5 | 4,080,000 円 |
| 6 | 4,437,000 円 |

オプティカルモジュールは、必要に応じて追加のご購入も可能です。ベースユニットのみをご購入いただくことはできません。
※ ベースユニットとオプティカルモジュールの価格の合計です。

販売店

[お問い合わせ窓口]
 アジレント・テクノロジー株式会社
 本社 / 〒 192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1
 ●カスタムコンタクトセンター ☎ 0120-477-111
 mail : email_japan@agilent.com
 ※仕様は予告なく変更する場合があります。
 ※本資料掲載の製品はすべて研究用です。
 その他の用途にご利用いただくことはできません。
 ※本資料掲載の価格はすべてメーカー希望小売価格(税抜)です。

<http://AgilentGenomics.jp>
 © Agilent Technologies, Inc. 2018
 本書の一部または全部を書面による事前の許可なしに複製、
 改変、翻訳することは、著作権法で認められている場合を除き、
 法律で禁止されています。
 Printed in Japan, Dec. 25, 2018
 5994-0578JAJP