

# 使いやすさを向上し 安心できる分析環境を

InfinityLab セーフティパーズボトル



## ラボを溶媒蒸気から守る、新たな安全対策のための製品です。

InfinityLab セーフティパーズボトルには、最大 4 本の溶媒ラインをキャップで設置/固定できます。複数のラインを溶媒でパーズする洗浄時などにご使用いただける便利なボトルです。

	従来のパーズプロセス →	InfinityLab セーフティパーズボトルによるパーズ
 <p>有害な溶媒蒸気を防止</p>	<p>溶媒のボトルは開放されているか、パラフィルムやアルミホイルのカバーが付いているだけなので、溶媒蒸気がラボの空气中に流出する可能性があります。</p>	<p>パーズ中の溶媒ボトルは、キャップで固定・密閉されているため、溶媒蒸気がラボの空气中に流出しません。</p>
 <p>取り扱いが容易</p>	<p>溶媒フィルタの付いた溶媒ラインが、すべて GL45 ボトルの 1 か所しかない狭い開口部を通過しています。ボトルから溶媒チューブを引き抜くと、溶媒フィルタが落下する可能性があります。</p>	<p>開口部が 4 か所あるため、ボトルから溶媒ラインを抜き差ししやすく、溶媒フィルタを紛失するリスクもありません。</p>
 <p>LC ラインへの空気混入の防止</p>	<p>溶媒ラインとボトルキャップがゆるく垂れ下がるため、フィルタが溶媒ラインから外れて、LC 内に空気が入る可能性があります。</p>	<p>溶媒ラインとボトルキャップがしっかりと固定され、LC 内に空気が入ることはありません。</p>



