

## 水銀使用製品一覧表 (2017年11月現在)

### 1. 分光光度計 (UV-VIS)

UV-Vis で波長校正に使用する Mercury Lamp

部品番号	名称
5610136300	Mercury lamp for Cary 4/5/600i, 1/pk
210125500	Cary 400/500 Mercury Lamp Accessory
5610136300	Lamp Mercury Cary 4K/5K/6KI

### 2. 原子吸光 (AA)

原子吸光で水銀測定に使用する Hollow Cathode Lamp (陰極に水銀を含有)

部品番号	名称
5610103400	水銀-Hg,元素識別機能付,ホロカソードランプ,1個
5610121600	Mercury source lamp, Liberty ICP, 1/pk.
5610125300	水銀-Hg,元素識別機能無,ホロカソードランプ,1個
8003-0912	水銀-Hg, 50 mm 径 HC ランプ, PE
8003-0971	FIMS 用 Hg ランプ

### 3. フーリエ変換赤外分光光度計 (FTIR)

MCT 検出器 (MCT は Mercury, Cadmium, Telluride の略)搭載の各 FT-IR モデル  
旧バリアン製品もありますので、ご不明な際は、弊社にお問い合わせください。

[参考資料はこちら](#)