

労働安全衛生法 名称等の表示・通知対象追加化学物質（2025 年 4 月 1 日施行）を含有する
Dako ブランド製品

型番	製品名	構成試薬	新たに対象となる 化学物質名
AR10211-2	Artisan Wash Solution, Concentrated x 50, 4 x 200 mL	—	5.261% ポリ(オキシエ チレン) = ドデシル = エーテル
AR17611-8J AR17692-8J	Artisan Grocott's Methenamine Silver (GMS) Stain Kit	PERCHLORIC ACID 15.2%	15.2% 過塩素酸
		METHENAMINE BORATE 3%	2.7% ヘキサメチレン テトラミン
AR18011-8J	Artisan Jones' Basement Membrane (PAS-M) Stain Kit	METHENAMINE BORATE 3%	2.7% ヘキサメチレン テトラミン
AR48011-8J	Artisan Jones Basement membrane H&E Stain Kit	METHENAMINE BORATE 3%	2.7% ヘキサメチレン テトラミン
		Dako Hematoxylin	24.75% プロピレング リコール
CS10130-2	Dako Reagent Package, CoverStainer	Dako Hematoxylin (CS70030-2)	≥20 - ≤30% プロピレ ングリコール
CS20130-2	Progressive staining small set	Dako Harris Hematoxylin (CS70930-2)	≥10 - ≤20% プロピレ ングリコール
CS20230-2	Regressive staining small set	Dako Gill's 3 Hematoxylin (CS70830-2)	≥10 - ≤20% プロピレ ングリコール
CS20330-2	Progressive staining large set	Dako Harris Hematoxylin (CS70930-2)	≥10 - ≤20% プロピレ ングリコール
CS20430-2	Regressive staining large set	Dako Gill's 3 Hematoxylin (CS70830-2)	≥10 - ≤20% プロピレ ングリコール
CS70030-2	Dako Hematoxylin	—	≥20 - ≤30% プロピレ ングリコール
CS70830-2	Dako Gills 3 Hematoxylin	—	≥10 - ≤20% プロピレ ングリコール
CS70930-2	Dako Harris Hematoxylin	—	≥10 - ≤20% プロピレ ングリコール
GC80811-2	Hematoxylin (Dako Omnis)	—	21.1% プロピレングリ コール

型番	製品名	構成試薬	新たに対象となる 化学物質名
GM30111-2	ISH Pre-Treatment Solution (20x) (Dako Omnis)	—	1.9%プロピレングリコール
GM30311-2	ISH Stringent Wash Buffer (20x) (Omnis)	—	2.0%プロピレングリコール
GV80011-2J GV82311-2J	ダコ EnVision FLEX, High pH (ダコ Omnis 用)	基質緩衝液	0.27% イミダゾール
		発色基質	77% プロピレングリコール
GV80511-2	EnVision TM FLEX Target Retrieval Solution, Low pH (50x) (Dako Omnis)	—	4.8% プロピレングリコール
GV82511-2J	ダコ EnVision FLEX DAB+ ・発色基質 / キット (ダコ Omnis 用)	基質緩衝液	0.27% イミダゾール
		発色基質	77% プロピレングリコール
K062011-5	DAKO GenPoint Tyramide Signal Amplification Sys for Biotinylated Prb	DAB Chromogen diluent	0.27% イミダゾール
		DAB Chromogen concentrate	77% プロピレングリコール
K346711-2	DAB+ Liquid, RUO	Substrate Buffer	0.27% イミダゾール
		DAB Chromogen	77% プロピレングリコール
K346811-2	DAB+ Liquid (Large size), RUO	Substrate Buffer	0.27% イミダゾール
		DAB Chromogen	77% プロピレングリコール
K500711-2	EnVisionTM Detection System / HRP, Rabbit/Mouse (DAB+), RUO	Dako REAL Substrate Buffer	0.27% イミダゾール
		Dako REAL DAB+ Chromogen	77% プロピレングリコール
K800021-2J	ダコ EnVision FLEX, High pH (Autostainer Link 用)	基質緩衝液	0.27% イミダゾール
		発色基質	77% プロピレングリコール
K800821-2	EnVision FLEX Hematoxylin (Link)	—	21.1% プロピレングリコール
K802321-2J	ダコ EnVision FLEX Mini Kit, High pH (Autostainer Link 用)	基質緩衝液	0.27% イミダゾール
		発色基質	21.1% プロピレングリコール

型番	製品名	構成試薬	新たに対象となる 化学物質名
S302380-2	Fluorescence Mounting Medium	—	0.6% トリエチレンジ アミン
S330130-2	Hematoxylin, for use with the Autostainer	—	21.1% プロピレングリ コール
S330630-5	Tris-Buffered NaCl Solution with Tween 20 (TBST), pH 7.6	—	1.0 % プロピレングリ コール
SK00121-2J	ダコ HercepTest II	基質緩衝液	0.27% イミダゾール
		発色基質	77% プロピレングリ コール
SK00521-5J	PD-L1 IHC 28-8 pharmDx 「ダコ」	基質緩衝液	0.27% イミダゾール
		発色基質	77% プロピレングリ コール
SK00621-5J	PD-L1 IHC 22C3 pharmDx 「ダコ」	基質緩衝液	0.27% イミダゾール
		発色基質	77% プロピレングリ コール
SK30881-2	Hematoxylin (Link)	—	21.1% プロピレングリ コール